

Nome Prodotto

Fascia Addominale Beauty Line.

Destinazione d'uso

Le fasce addominali della Linea Beauty Line sono abbinabili con i compressori 07.01.HF3006 e 07.01.HF3008. Sono dispositivi per il drenaggio linfatico; un trattamento estetico ideale per chi soffre di ritenzione idrica. La pressione esercita in modo progressivo va a stimolare lo scorrimento dei fluidi corporei facilitandone l'eliminazione. La pressoterapia è un dispositivo medico, pertanto va utilizzata, in presenza di qualsiasi problema di salute, dopo aver consultato il proprio medico.

**Caratteristiche**

Codice	07.01.WAIST12037
Dimensione	120 x 37 cm
Materiale	Nylon • PU
Codice	07.01.WAIST13337
Dimensione	133 x 37 cm
Materiale	Nylon • PU

Avvertenze

La pressoterapia è sconsigliata in caso di: cardiopatie, trombosi sospette o appurate, arterosclerosi o problemi ischemici, dermatiti, infezioni locali e cancrena

Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra compressore e fascia addominale

Manutenzione e Pulizia

Pulire accuratamente la fascia addominale con un detergente neutro, l'asciugatura non deve avvenire alla luce diretta del sole

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola	1 Pezzo
---------	---------

Garanzia

Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
---------	--

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	Z120607
Codice RDM	1745140/R



Product Name

Waist Cuff Beauty Line.

Use

The waist cuffs of the Beauty Line series are combinable with 07.01.HF3006 and 07.01.HF3008 pumps. They are devices for lymphatic drainage; a treatment against water retention. The progressive pressure stimulate the flow of body fluids, facilitating their elimination. The pressure therapy is a medical device, do not use without a physician opinion in case of health problems.



Features	
Code	07.01.WAIST12037
Dimensions	120 x 37 cm
Material	Nylon • PU
Warnings	
Pressure therapy is contraindicated for people suffering from the following pathologies: cardiopathy, suspected or ascertained thrombosis, arteriosclerosis or ischemia, dermatitis, gangrene, local infections	
Check the correct assembly of the device with particular attention to the connection of the tubes between the pump and the waist cuff	
Maintenance and Cleaning	
Clean the waist cuff with a neutral soap; the drying must not take place in direct sunlight	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	Z120607
RDM Code	1745140/R