

GENESY 1500

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 414 PROGRAMMI

PRODOTTO PROFESSIONALE A QUATTRO CANALI USATO NEL SETTORE MEDICO E RIABILITATIVO DISPONE DI TUTTE LE CORRENTI USATE PER LA TERAPIA RIABILITATIVA, FISIOTERAPICA E NELLA RIABILITAZIONE MOTORIA.

92 MENÙ ELETTROTHERAPIA (EMS/RUSSE) | 84 ACTION NOW | 54 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 53 SPORT
33 DOLORE | 29 FITNESS | 23 MICROCORRENTI | 16 BELLEZZA | 11 REHAB | 9 DENERVATO | 6 INTERFERENZIALI
3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Intensità

0-120mA per canale

Alimentazione

- Rete
- Batterie ricaricabili

Dimensioni

mm 100x160x35



Peso

gr 454


* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore GENESY 1500
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE
0476



TENS



MENS



IONO



3S



ACTION NOW



RUN TIME



LAST 10



FUNZIONE PREFERITI



MULTI USER



PROGRAMMABILE



STIM LOCK



FUNZIONE 2+2



MY TRAINER



AUTO STIM



SYNCHRO STIM



WORK TIME



ALIMENTAZIONE A RETE



BATTERIA RICARICABILE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

GENESY 1500

ELETTROTERAPIA 4 CANALI | 414 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

REHAB

Caviglie gonfie

Atrofia

Emiplegia arti superiori

Emiplegia arti inferiori

Recupero post intervento LCA

Recupero funzionale

Rieducazione caviglia

Rieducazione gamba

Spasmi muscolari

Prevenzione sublussazione spalla

Rinforzo vasto mediale

Agonista/Antagonista

Penna cercapunti

Rinforzo muscolare

DOLORE

Tens antalgica alta frequenza

Tens antalgica bassa frequenza

Tens endorfinica

Dolore ginocchio

Dolore post intervento

Dolore cronico

Dolore alla spalla (sindrome scapolo-omerale)

Tunnel carpale

Dolore trapezio

Osteoartrite ginocchio

Infiammazione cuffia rotatori

Dolore muscolare

Compressione del nervo

Dolore colonna da compressione

Osteoartrite

Osteoartrite colonna

Osteoporosi colonna

Osteoartrite anca

Osteoartrite caviglia

Dolore da lesione muscolo tendinea

Dolore post-chirurgico

Sciatalgia

Lombalgia cronica

Dolore cervicale

Dolore acuto post intervento ernia inguinale

Borsiti-tendiniti

Lesioni muscolari

Fratture ossee

Colpo di frusta

Epicondilita

Dolori mestruali

Tens antalgica convenzionale

Tens antalgica modulata

IONOFRESI

ionofresi

INCONTINENZA

Incontinenza mista

Incontinenza da stress

Incontinenza URGE

MICROCORRENTI

Epicondilita

Periartrite scapolo-omerale

Ripristino muscolare

Contusione

Edema

Ulcera pelle

Sciatalgia

Lombalgia

Nevralgia brachiale

Dolore acuto

Dolore articolare

Torcicollo

Colpo di frusta

Spondilosi cervicale

Distorsione spalla

Tunnel carpale

Distorsione ginocchio

Osteoartrite ginocchio

Distorsione caviglia

Infiammazione tendine d'Achille

Infiammazione tendine rotuleo

Infiammazione cuffia dei rotatori

Infiammazione tendinea

DENERVATO

Triangolare 1

Triangolare 2

Triangolare 3

Trapezoidale 1

Trapezoidale 2

Trapezoidale 3

Rettangolare 1

Rettangolare 2

Rettangolare 3

INTERFERENZIALI

Osteoartrite ginocchio

Lombalgia acuta

Dolore cervicale

Lombalgia cronica

Spalla congelata

Dolore post-chirurgico

SPORT

Capillarizzazione

Riscaldamento

Riscaldamento pre-gara

Recupero attivo

Forza massimale

Forza resistente

Forza esplosiva

Resistenza aerobica

Reattività

Recupero post-gara

Decontratturante

Ipertrofia

FITNESS

Rassodamento

Rassodamento Bio-Pulse

Modellamento

Modellamento Bio-Pulse

Tonificazione

Aumento massa

Body sculpting

Definizione

Jogging

Fitness anaerobico

Fitness aerobico

Prevenzione crampi

BELLEZZA

Drenaggio

Lipolisi

Massaggio tonificante

Miglioramento tono pelle

Massaggio connettivale

Drenaggio post-parto

Lipolisi post-parto

Rassodamento post-parto

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista di programmi "3S" include 54 combinazioni di parametri.

I programmi "3S" si caratterizzano per un ritardo di attivazione dei canali 3 e 4 rispetto ai canali 1 e 2.

La Serial Sequential Stimulation permette di stimolare la muscolatura in catena cinetica grazie ai tempi di attivazione differenziati dei distretti muscolari interessati.

ACTION NOW

La lista di programmi "Action Now" include 84 combinazioni di parametri.

ELETTROTERAPIA

La lista di programmi "Elettroterapia" include 48 combinazioni di parametri EMS e 44 Russe (KOTZ).