

# Scheda Tecnica G1115-G1115A

## Ginocchiera in tessuto AirX™

### Profilo prodotto

**Codice**  
G1115-G1115A

**Descrizione**  
Ginocchiera in tessuto AirX™

**Nome commerciale**  
Genufit15-genufit15A



### Caratteristiche

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione;
- Struttura in tessuto AirX™ traspirante;
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort;
- Nuovo bordo più morbido ed elastico
- Solo Genufit 08: Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale espanso;
- Solo Genufit 08A: Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzatura, chiusura centrale interna di prefissaggio ed esterna di fissaggio definitivo;
- Apertura per la rotula;
- Sistema di chiusura rinnovato (European Patent): Cinghie di stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico, per una regolazione ottimale della spinta;
- Nuove tasche in polimero flessibile a basso profilo, copri-stecche e passa-cinghie;
- Stecche a spirale laterali di rinforzo.

### Indicazioni

- Gonartrosi o postumi dei traumi discorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile);
- Solo G1115:
- Lieve instabilità latero-mediale della rotula;
- Artrosi femoro-rotulea.

### Precauzioni d'uso

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. È consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto diretto con la pelle. In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico. È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.

### Taglia/misura

codice	G1115-G1115A					
taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
<b>Circon. coscia presa 15 cm sopra centro rotula cm</b>	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
<b>Lunghezza cm</b>	34	34	34	34	34	34
<b>colore</b>	Nero-ambidestro					

### Confezione

Sacchetto in polietilene –scatola in cartone

### Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato su indicazione medica o su prescrizione ed applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

