

SUPPORTI PER ARTICOLAZIONI

GOMITIERA

Art. 38

Supporto tubolare per il gomito in tessuto elastico di cotone. Munito di fascia regolabile con cuscinetto pressore da posizionare sull'epicondilo. Ideale negli stati infiammatori e per i sintomi da sovraccarico, contribuisce ad alleviare il dolore, accelera la guarigione e prevenire piccoli traumi.



Indicazioni

- In caso di stati infiammatori e sintomi da sovraccarico: contribuisce ad alleviare il dolore e accelera la guarigione.
- Come prevenzione di piccoli traumi.

Caratteristiche

Dotata di cinturino con pressore per epicondilo, amovibile. Colore BLU. Esclusivo Tessuto PAVIS in cotone, anallergico e traspirante. 100% cotone sulla pelle.




Benefici

La tensione elastica desiderata può essere regolata e corretta secondo i bisogni individuali, senza ostacolare la circolazione sanguinea. Il cinturino con il pressore può essere tolto se non necessario.

Componenti specifici

Per la sua realizzazione sono stati utilizzati due speciali tipi di tessuti elastici: internamente un soffice velluto di cotone estremamente confortevole al tatto che assicura alla pelle di respirare liberamente; esternamente un particolare tessuto composto da una fitta rete di fili di nylon formante tante asole vicinissime tra loro e molto resistenti, che permettono l'ancoraggio del velcro.



100% COTONE SULLA PELLE



New EDGE
LINE

Size	S	M	L	XL
CM	21 - 24	24 - 28	28 - 32	32 - 36

www.pavis.it

PAVIS

GOMITIERA Art. 38

Come si indossa

Indossare a diretto contatto della pelle facendo attenzione a posizionare correttamente il pressore del cinturino posto sull'epicondilo.

