

Hand-bikes

by  CARR®

L'hand-bike modello COSTA è una bicicletta a tre ruote, leggera e versatile, dotata di un cambio a 27 o 8 rapporti adatto a qualsiasi percorso. È l'ausilio ideale per praticare ciclismo nel tempo libero.

La seduta alta, con gambe a 90°, la rende unica per rapidità e facilità di trasferimento e la molteplicità delle regolazioni soddisfa ogni esigenza dell'utilizzatore.

CE



Regolazione dell'altezza della seduta.

Pedana regolabile in profondità.

COSTA



Il tubo del sedile può essere fissato sopra o sotto l'asse delle ruote per alzare o abbassare posteriormente la seduta.

Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio.
- Ruote da 26" montate con copertoncini.
- Sedile e schienale regolabili in altezza, inclinazione e profondità.
- Pedana regolabile in più posizioni.
- Campanatura ruote posteriori 12° o 6°.
- Comandi dei freni e del cambio direttamente sulle manopole di spinta.
- Doppio freno anteriore.
- Freno di stazionamento.
- Tela schienale tensionabile.
- Fascia reggi gambe e cinturino fermapièdi.
- Paraurti posteriore estraibile.
- Ciclocomputer senza filo.
- Peso: 16 kg (in assetto standard).

COSTA 8CR

Cambio Revo sul mozzo a 8 rapporti interni e freno contropedale.

COSTA 8F

Cambio sul mozzo a 8 rapporti interni con freno a leva.

COSTA 27

Gruppo cambio Shimano XT a 27 rapporti con guarnitura a 3 corone da 22-32-44 denti, abbinata ad una cassetta a 9 pignoni: serie 11-12-14-16-18-21-24-28-32 oppure serie 12-13-14-15-16-17-19-21-23.



Cambio sulla manopola




Freno a disco



Paraurti



Luce anteriore



F



H

Manopole per tetraplegici

Scheda d'ordine


- COSTA 27 COSTA 8CR COSTA 8F
- Larghezza sedile: 36 38 40 42 cm
- Profondità sedile: 38 40 cm
- Altezza schienale: cm
- Distanza dal centro delle manovelle (guarnitura) allo schienale: (A) cm
- Distanza dalla tela del sedile al centro della manovella (guarnitura) (B) cm
- Sedile anteriore da posizionare a (C) cm (da 33 a 42 cm) dalla pedana.
- Altezza posteriore del sedile da terra: 34,5 cm 38,5 cm
- Colore telaio: rosso Ferrari grigio metallizzato
- Serie pignoni (solo 27 rapporti): 11-12-14-16-18-21-24-28-32
- 12-13-14-15-16-17-19-21-23

- Campanatura

Ruote posteriori: 6° 12°

Misure standard:

A = 55 cm
B = 40 cm
C = 40 cm



Optional

- Copriraggi: con scritta **OFFCARR** senza scritta **OFFCARR**
- Campanello: Specchietto retrovisore:
- Luce anteriore: Freno a disco:
- Cuscino foderato: 3 cm 5 cm 7 cm
- Portaborraccia: Borraccia: Borraccia termica:
- Schienale rigido imbottito:
- Ruore da fuoristrada: Bandierina: Paraurti con rullo:
- Colore diverso dallo standard: (vedere catalogo "Colori")
- Manopole per tetraplegici: tipo (F) tipo (H)



Via dell' Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
www.offcarr.com - offcarr@offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: _____

Numero d'ordine: _____

Rif. Utente: _____

Note: _____