

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 10.11.2015	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

IM130x	Imbracatura per solleva malati contenitiva con stecche e fasce di rinforzo
--------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

Imbracatura per il sostenimento di tutto il corpo inclusa la testa dotata di supporti in policarbonato per irrigidimento delle zone della testa e lombare. Realizzata in Poliestere 100% in tessuto a Rete od in Tela, adatto anche a contatto con l'acqua. Una robusta cinghia spinata orla in modo continuo l'imbracatura e forma ad ogni estremità un occhiello con tre punti di aggancio. Cuciture in filo di Poliestere. Testata secondo la norma EN 10535.


Immagine del prodotto

RIFERIMENTI

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice GMDN	40535
Codice Classificazione CND	Y123621

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materiale	100% Poliestere
Portata MAX	250 Kg

MISURE


<i>Taglia</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
M	145cm	94cm	89cm	43cm
L	150cm	105cm	95cm	54cm
XL	157cm	115cm	95cm	64cm

VARIANTI PRODOTTO
Tessuto in tela

IM130M – Medium	IM130XL – X Large
IM130L – Large	