

Codice	Descrizione
<b>HERMES</b>	Sollevatore elettrico

**Descrizione**

Sollevatore elettrico con struttura rinforzata in acciaio.

Divaricamento elettrico della base.

Bilanciere a quattro ganci con rivestimento di protezione in mousse.

Ruote doppie, con diametro 10 cm, dotate di copertura in gomma dura per facilitare gli spostamenti.

Meccanismo di discesa manuale d'urgenza.


Imbragature a parte.

**Caratteristiche tecniche**

Carico massimo: 250 kg

Capacità cilindro di sollevamento: 10000N

Peso totale: 55 kg



Altezza minima bilanciere: **51,5 cm**  
Altezza massima bilanciere: **177 cm**

Lunghezza massima: **136 cm**  
Apertura della base: **da 74 a 110 cm**  
Altezza totale della base: **11,4 cm**  
Altezza della base da terra: **27,5 mm**

**Gamma delle imbragature disponibili**

**HAMAC FILET BAIN HERMES** - Imbragatura ad alta resistenza con maglia in rete che permette l'immersione in acqua. Trasferimento di preferenza in posizione allungata. Portata massima 300 kg. Disponibile in due misure.

Codice	Misura	Larghezza totale	Lunghezza totale	Peso
<b>SR2350800</b>	XL	145 cm	140 cm	1,250 kg
<b>SR2350900</b>	XXL	170 cm	145 cm	1,4 kg

**HAMAC FILET PERCEE HERMES** - Imbragatura ad alta resistenza con maglia in rete che permette l'immersione in acqua. Apertura per l'igiene personale. Trasferimento di preferenza in posizione allungata. Portata massima 250 kg. Taglia unica.

Codice	Misura	Larghezza totale	Lunghezza totale	Peso
<b>SR2351000</b>	Unica	170 cm	145 cm	1,450 kg

**CONFORT INTEGRAL HERMES** - Imbragatura ad alta resistenza in PVC a forma di conchiglia per adattarsi alla curvatura della schiena. Rinforzi con stecche nella parte superiore che permettono di formare una testiera avvolgente, sicura e confortevole per il paziente. Imbottitura a livello delle cosce. Trasferimento in posizione seduta. Cinghie con incrocio interno nella parte anteriore. Portata massima 300 kg. Disponibile in due misure.

Codice	Misura	Larghezza totale	Lunghezza totale	Peso
<b>SR2351100</b>	XL	110 cm	36 cm	2 kg
<b>SR2351200</b>	XXL	120 cm	42 cm	2,250 kg

**Conservazione e smaltimento**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Pulire con detergenti e disinfettanti non aggressivi.

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione** 1 pezzo

**Garanzia** Sollevatore: 24 mesi per difetti di fabbricazione  
Accumulatori: 6 mesi

**Produttore** **DUPONT MEDICAL - Francia**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE