

IMMOBILIZZATORE DEL POLSO

Art. 036

Tutore di supporto, protezione ed immobilizzo del polso. Il particolare sistema di chiusura New Edge, consente di personalizzare questo tutore secondo un'infinità di esigenze individuali di misura e di compressione. Nella base sono inserite tre aste anatomiche, modellabili a freddo ed estraibili secondo le necessità.



Indicazioni

- Patologie traumatiche: Distorsioni - Fratture carpo e metacarpo - Tendiniti.
- Patologie degenerative: Rizo-artrosi - Tunnel carpale Artrosi.
- Fase riabilitativa: Scarico muscolo tendineo post-trauma e post-operazione.

Caratteristiche

Esclusivo tessuto PAVIS in cotone, anallergico e traspirante. Colore BLU. NON CONTIENE NEOPRENE.

Benefici

Facile da indossare e regolare. Personalizzabile secondo le esigenze di immobilizzo desiderato.

Componenti specifici

Per la sua realizzazione sono stati utilizzati due tipi di tessuto in abbinamento tra loro: un soffice velluto di cotone nella parte interna, estremamente confortevole e traspirante; all'esterno un particolare tessuto composto da una fitta rete di nylon formante tante asole vicinissime tra loro e molto resistenti al fine di permettere l'ancoraggio del velcro.



100% COTONE SULLA PELLE



New EDGE[®]
LINE

Size	BBY	REG	EXT
Circonferenza del polso (destra o sinistra) CM	10-14	14-20	20-26

IMMOBILIZZATORE DEL POLSO Art. 036

Come si indossa

Indossare direttamente sulla pelle, osservando le istruzioni in figura.

