

## IMMOBILIZZATORE DEL POLLICE/POLSO Art. 034

Tutore di supporto, protezione ed immobilizzo del pollice e polso, 3 aste anatomiche modellabili, inserite nella base, garantiscono il blocco completo dell'articolazione. Le aste sono estraibili per adattare il tutore alle varie fasi del periodo di riabilitazione. L'escusivo ed innovativo sistema di immobilizzo del pollice RIZOFIX, brevettato da Pavis a livello internazionale, immobilizza il pollice dall'interno lasciando libera la parte dorsale.



### Indicazioni

- Patologie Traumatiche: distorsioni-fratture carpo/metacarpo-tendiniti tendini flessori/estensori del pollice-contusioni da schiacciamento
- Patologie Degenerative: artrosi-osteoartrosi-rizoartrosi-artrite reumatoide-sindrome tunnel carpale con irradiazione sul pollice.
- Fase Riabilitativa: scarico muscolo tendineo post-trauma/post-intervento aperto prima falange del pollice.

### Caratteristiche

Innovativo sistema di immobilizzo del pollice RIZOFIX, brevettato a livello internazionale. Avanzato sistema di chiusura: con la prima asola si effettua la prima chiusura attorno al polso, con i tiranti supplementari si perfeziona la stessa e si personalizza la tensione desiderata per ottenere il massimo comfort. Esclusivo tessuto anallergico e traspirante, 100% cotone sulla pelle. Colore blu.



New RIZOFIX System

### Benefici


AMBIDESTRO. Completamente apribile, permette un'applicazione facile ed indolore. NON CONTIENE NEOPRENE.

### Componenti specifici

Lo strato a contatto con la pelle è composto da un velluto di cotone 100%, confortevole al tatto e che garantisce alla pelle libera traspirazione. Lo strato esterno è costituito da una maglia nylon resistente sulla quale aderiscono perfettamente le bande di velcro del sistema di chiusura.



100% COTONE SULLA PELLE



**New EDGE<sup>®</sup>**  
LINE

Size	SMALL	REG	EXTRA
Circonferenza del polso (ambidestro) CM	13.5-16	16-18.5	18.5-21