

SUPPORTI PER ARTICOLAZIONI

IMMOBILIZZATORE DI CLAVICOLA Art. 577

“Tutore per l’immobilizzo” della clavicola costituito da un cuscino dorsale e due cinghie da infilare sulle spalle, che si incrociano, si regolano e si bloccano sulla parte dorsale, attraverso una chiusura a velcro.



Indicazioni

- Lussazioni e fratture della clavicola.

Caratteristiche

Il cuscino dorsale dispone di due fibbie nelle quali scorrono due cinghie che si incrociano tra loro. Il blocco delle cinghie è assicurato da una chiusura a velcro. Sulle cinghie sono stati messi due cuscinetti di protezione, rivestiti in tessuto.




Benefici


Adattabile e regolabile grazie alla chiusura a velcro.

Componenti specifici

Cuscinetti di protezione in poliuretano espanso, rivestiti in tessuto: cotone all’ 85% e poliestere 15%. Il cinturino è di cotone al 100%.



100% COTONE SULLA
PELLE



New EDGE[®]
LINE

Size	S	M	L
Diametro della cassa toracica CM	65 - 85	85 - 105	105 - 125

www.pavis.it

PAVIS[®]

IMMOBILIZZATORE DI CLAVICOLA **Art. 577**

Come si indossa

Indossare con l' aiuto di un tecnico. La chiusura è posta sulla parte dorsale.
Se ne consiglia l'utilizzo sopra una maglietta intima.



www.pavis.it