

IMMOBILIZZATORE DEL POLLICE E DEL POLSO

Art. 037

Tutore per supporto, protezione ed immobilizzo del polso e del pollice. Il particolare sistema di chiusura New Edge consente di personalizzare questo tutore secondo un'infinità di esigenze individuali di misura e di compressione. Nella base sono inserite tre aste anatomiche, modellabili a freddo ed estraibili secondo le necessità; esternamente, in corrispondenza del pollice, viene posizionata un'asta facilmente modellabile per bloccare la flessione del pollice.



Indicazioni

- Patologie degenerative: Rizo-artrosi - Tunnel carpale Artrosi.
- Patologie traumatiche: Distorsioni - Fratture carpo e metacarpo Tendiniti - Traumi al pollice.
- Fase riabilitativa: Scarico muscolo tendineo post-trauma e post-intervento.

Caratteristiche


Colore BLU. Esclusivo tessuto PAVIS in cotone, anallergico e traspirante.

Benefici


Facile da indossare e regolare. Personalizzabile secondo le esigenze di immobilizzo desiderato. NON CONTIENE NEOPRENE.

Componenti specifici

Per la sua realizzazione sono stati utilizzati due tipi di tessuto in abbinamento tra loro: un soffice velluto di cotone nella parte interna, estremamente confortevole e traspirante; all'esterno un particolare tessuto composto da una fitta rete di nylon formante tante asole vicinissime tra loro e molto resistenti al fine di permettere l'ancoraggio del velcro.



100% COTONE SULLA PELLE



New EDGE
LINE

Size	BABY	REG	EXT
Circonferenza del polso (destra o sinistra) CM	10-14	14-20	20-26