
TALLONIERA IN SILICONE CON ZIGRINATURA

PRT-S06

INDICAZIONI

▷ Tallonite


MISURE

Taglie **Calzata scarpa**

S 35-37

M 38-40

L 41-44



TALLONIERA IN SILICONE CON ZIGRINATURA

TIPOLOGIA

▷ Talloniera

STRUTTURA

- ▷ Silicone zigrinato
- ▷ Scarico ad oliva per la zona calcaneare

ISTRUZIONI PER L'USO


Collocare il cuscinetto nell'area del tallone delle scarpe.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro.

Lasciare asciugare.

Non lasciare ad asciugare sui caloriferi.



Il dispositivo non va indossato a diretto contatto con la pelle. Si consiglia di indossare una calza.

CONSERVAZIONE



Dispositivo ad uso esclusivamente personale.
Utilizzare su pelle sana
Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato

In caso di reclami o mal funzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone i motivi al numero di telefono 045/8600867; oppure inviare un fax al numero 045/8600835; o inviare una e-mail: fgp@fgpsrl.it

FGP srl

Via Alessandro Volta 3 I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867 - F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016