

Poltrone Lift-Relax

Lift-Relax armchairs

Kappa 05



Standard EK05-1

Eleva® ● **Roller®**

Standard EK05-2


Eleva® ● **Roller®** 

Struttura in ferro e legno. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata. Meccaniche a 1 e 2 motori con funzioni Lift/Relax/Bed. Motorizzazioni italiane. Portata 130 Kg.

Frame in iron and wood. Padding in non-deforming differentiated-density polyurethane foam. Mechanics with Lift/Relax/Bed functions. 2 motors, Italian motorization. Weight capacity 130 Kg.


1 motore Lift con anticipo pediera / 1 motor Lift with foot-end in advance

Cod. EK05-1



2 motori Lift con posizione letto / 2 motors Lift with bed position

Cod. EK05-2



Bracciolo estraibile (BE)
optional solo su modello EK05
1-2 motori.

Il bracciolo facilmente estraibile, agevola gli spostamenti dell'utilizzatore e permette di avvicinare la poltrona al tavolo.

Removable armrest optional (BE) only for the model EK05 1-2 motors.

The easy to remove armrest helps the user to move around freely and position the chair close to a table.



KSP® tutto più semplice