

SCHEDA TECNICA N° 80

NOME PRODOTTO KIT IN LEGNO

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Kit in legno per trasformazione letti in ferro Wimed.
Comprende pediera, testiera, una coppia di sponde e quattro ruote piroettanti dotate di freno di stazionamento.
È compatibile con i nostri letti in ferro Wimed (Arpa, Cetra e Liuto.
Il kit in legno è disponibile in due versioni: una destinata ai letti a rete intera e una destinata ai letti con rete smontabile.

PRECAUZIONI D'USO - CONTROINDICAZIONI

Carico massimo di lavoro in sicurezza: 180 KG

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15000036	Kit in legno per rete smontabile Cetra (15000093) Liuto (15000092) Arpa (15000097)
15002000	Kit in legno per rete intera Cetra (15000091) e Liuto (15000094)
COD.ISO 18.12.27.103	
COD.ISO 24.36.06.103	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

II

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio qualità e regolatorio