

Codice	Descrizione
ALTO+NV 39FB	Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 39, colore blu
ALTO+NV 39FR	Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 39, colore rosso
ALTO+NV 42FB	Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 42, colore blu
ALTO+NV 42FR	Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 42, colore rosso
ALTO+NV 45FB	Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 45, colore blu
ALTO+NV 45FR	Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 45, colore rosso
ALTO+NV 48FB	Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 48, colore blu
ALTO+NV 48FR	Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 48, colore rosso
ALTO+NV 51FB	Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 51, colore blu
ALTO+NV 51FR	Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 51, colore rosso

**Descrizione**

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio indicata per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti inferiori.

- **Seduta** in nylon imbottito di colore nero. Possibilità di regolazione in profondità da 41 a 46 cm.
- **Schienale** e fisso con coprischienale in nylon imbottito di colore nero.
- **Braccioli** ribaltabili e regolabili in altezza.
- **Leva del freno** ripiegabile.
- **Reggiambe** estraibili con possibilità di rotazione verso l'interno o verso l'esterno.
- **Pedane poggipiedi** con possibilità di regolazione in altezza e flessione-estensione.
- **Ruote posteriori** da 24" ad estrazione rapida pneumatiche.
- **Ruotini anteriori** da 6".
- **Piastra di fissaggio** per ruote posteriori con possibilità di regolazione in altezza e profondità.
- **Ruotine antiribaltamento.**
- **Mancorrenti** in alluminio.
- **Peso** a partire da 15,5 kg secondo configurazione.

Disponibile nei colori blu e rosso metallizzato.

Dati tecnici

	ALTO+NV 39F	ALTO+NV 42F	ALTO+NV 45F	ALTO+NV 48F	ALTO+NV 51F
Larghezza seduta	39 cm	42 cm	45 cm	48 cm	51 cm
Profondità seduta	da 41 a 46 cm	da 41 a 46 cm	da 41 a 46 cm	da 41 a 46 cm	da 41 a 46 cm
Altezza seduta	da 42 a 50 cm	da 42 a 50 cm	da 42 a 50 cm	da 42 a 50 cm	da 42 a 50 cm
Lunghezza massima	106 cm	106 cm	106 cm	106 cm	106 cm
Altezza massima	da 85 a 93 cm	da 85 a 93 cm	da 85 a 93 cm	da 85 a 93 cm	da 85 a 93 cm
Ingombro ripiegata	33 cm	33 cm	33 cm	33 cm	33 cm
Larghezza totale	59 cm	62 cm	65 cm	68 cm	71 cm
Portata massima	115 kg	115 kg	115 kg	115 kg	115kg

Manutenzione e pulizia

Sono necessari controlli periodici per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente.

Freni	Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e l'efficacia della frenata.
Tele	Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi.
Ruote	Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al telaio e ruotare facilmente. I perni ad estrazione rapida delle ruote posteriori devono infilarsi facilmente nella loro sede e non devono avere gioco sul diametro.
Mancorrenti	Verificare lo stato di usura ed il fissaggio.
Braccioli	Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale.
Poggiapiedi	Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben fissate ai supporti metallici.
Bulloneria	Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni.

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Riconducibilità nomenclatore

Per tutte le misure	12.21.06.039 – Carrozzina pieghevole con telaio stabilizzante
	12.24.03.121 – Struttura leggera
	12.24.06.172 – Braccioli ridotti
	12.24.06.160 – Braccioli regolabili in altezza
	12.24.21.106 – Dispositivo estrazione rapida
	12.24.21.109 – Posizionamento variabile perni ruote posteriori
Per le sole misure 48 e 51	12.24.06.175 – Variazione larghezza sedile superiore a 45 cm

Produttore **DUPONT MEDICAL - Francia**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE