

## Fisio 3.2

Lettino a 3 sezioni e 2 snodi regolabile in altezza tramite motore con comando perimetrale.

Il lettino *Fisio 3.2* è adatto per visite e trattamenti.

Le caratteristiche tecniche ne permettono l'uso con il paziente in posizione sdraiata, seduta, in flessione e con gradazioni trandelenburg.



### Caratteristiche

- Dimensioni: 205 x 65 cm
- Regolazione elettrica da 49 a 97 cm
- Trendelenburg
- Flessione centrale
- Peso: Kg. 84
- Capacità di sollevamento: 220 Kg
- Alimentazione: 220 V 50 Hz.
- Dispositivo Medico 93/42/CEE Classe I



### Specifiche

- Regolazione altezza con comando perimetrale
- Regolazione cuscini con molle a gas
- Cuscini smussati
- Foro naso/bocca ergonomico con tappo
- 4 Ruote piroettanti
- Freno di stazionamento
- Portarotolo (opzionale) art.PRF6 (rotoli cm 60)



Made in Italy

Copyright 2017 - Edizione COREMEC S.r.l. - AP103B\_/r0/ita/2017 - Riservati tutti i diritti  
La Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.  
Pubblicazione tecnico scientifica riservata agli operatori del settore. Non diffusa al pubblico.

### COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale  
Via Cacciatori, 74 /76 - 10042 Nichelino (TO)  
Tel. +39-011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483

[www.coremec.it](http://www.coremec.it)

e-mail: [coremec@coremec.it](mailto:coremec@coremec.it)



**COREMEC s.r.l.**  
Export Department  
e-mail: [export@coremec.it](mailto:export@coremec.it)