

Fisio 2.1

Lettino a 2 sezioni e 1 snodo regolabile in altezza tramite motore con comando perimetrale.

Il lettino *Fisio 2.1* è adatto per visite e trattamenti.

Le caratteristiche tecniche ne permettono un uso con il paziente in posizione sdraiata.



Caratteristiche generali

- Dimensioni: 200 x 65 cm
- Regolazione elettrica da 49 a 97 cm
- Peso: Kg. 84
- Capacità di sollevamento: 220 Kg
- Alimentazione: 220 V 50 Hz.
- Dispositivo Medico 93/42/CEE Classe I

Made in Italy

Specifiche

- Regolazione altezza con comando perimetrale
- Regolazione cuscini con molle a gas
- Cuscini smussati
- Foro naso/bocca ergonomico con tappo
- 4 Ruote piroettanti
- Freno di stazionamento
- Portarotolo (opzionale) art.PRF6 (rotoli cm 60)

Copyright 2017 – Edizione COREMEC S.r.l. – AP103A_/r0/ita/2017 - Riservati tutti i diritti
La Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.
Pubblicazione tecnico scientifica riservata agli operatori del settore. Non diffusa al pubblico.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
Via Cacciatori, 74 /76 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39-011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483

www.coremec.it

e-mail: coremec@coremec.it



COREMEC s.r.l.

Export Department
e-mail: export@coremec.it