

Letti Serie 300

300 bed series

Caratteristiche costruttive

Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati. Telaio sezioni mobili in tubo tondo di acciaio. Telo rete rigido in doghe di tubolare di acciaio saldato al telaio mobile. Predispone di attacchi per il montaggio delle sponde a scorrimento verticale e compasso. Dotato di due supporti per asta solleva-malato e asta porta flebo.

Sezioni piano rete - Piano rete a quattro sezioni. Sezione alza-testa e sezione gambe regolabili a mezzo di motori elettrici 24V DC e pulsantiera libera. Sezione piedi regolabile a cremagliera. Sezione bacino fissa.

Spalle - Testiera e pediera smontabili, in tubo di acciaio cromato Ø 30x1,5 mm. Pannelli asportabili in laminato plastico stratificato spess. 9 mm.

Gambe - Realizzate in tubo di acciaio verniciato a sezione quadra 35x35x2 mm. con puntali in materiale plastico alla base (Versione Standard).

Finitura - Verniciatura al forno a 200° con polveri epossidiche. Colore standard Grigio RAL 7035.

Technical specifications

Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube. Sections frame made of rectangular steel tube round corners. Each section of mattress platform is fitted with shaped sheet steel bars. Fitted for the assembling of vertical sliding side-rails and compass side-rails. Complete with two couplers for infusion pole and lifting pole.

Mattress platform section - Four-sectioned mattress platform. Backrest section and leg section adjustable by means of electric motors 24V DC and free push button. Foot section adjustable by means rack device. Fixed pelvis section.

Bed ends - Removable head and foot-end frames made of chrome-plated steel tube section Ø 30x1,5 mm. fitted with stratified plastic removable laminate panels 9 mm. thick. (standard version).

Legs - Removable legs made of steel tube square section 35x35x2 mm. fitted with plastic feet. (Standard version).

Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour Grey RAL 7035.



A334/FM

Letto fuori misura a 3 snodi/4 sezioni regolabili a mezzo di motori elettrici, altezza fissa. Portata massima Kg. 240. Dimensioni piano rete cm. 200x120.

Out size bed three-joint/four sections adjustable by electric motors, fixed height. Max load Kg. 240. Mattress platform dimension cm. 200x120.



KSP® tutto più semplice