

SCHEDA TECNICA N° 72

NOME PRODOTTO BANJO BARIATRICO

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Letto progettato per sopportare pesi elevati.
Sponde triple di contenimento laterale regolabili in altezza, sono realizzate in alluminio per garantire una miglior robustezza.
La rete permette la regolazione elettronica dello schienale e della parte cosce/ piedi, più una regolazione tramite cremagliera per la sola zona piedi.
Funzione Trendelenburg e Anti - Trendelenburg di serie.
Blocco Nurse - Lock tramite apposita chiavetta da parte del caregiver.

PRECAUZIONI D'USO - CONTROINDICAZIONI

Carico massimo di lavoro in sicurezza: 350 KG

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15000019	LETTO BARIATRICO
COD.ISO 18.12.10.003	
COD.ISO 18.12.12.103	
COD.ISO 12.30.09.103	
COD.ISO 18.12.27.103	
COD.ISO 24.36.06.103	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

II

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni

Inclinazione sezione schiena: max 75°
Inclinazione sezione cosce: max 30°
Inclinazione sezione piedi: max 20°
Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg
Sponde regolabili: da 11,5 a 37 cm
Dimensione rete : 120 x 200 cm
Ingombro totale: 136 x 218 cm
Altezza minima da terra: 28 cm
Altezza massima da terra: 68

Portata massima

300 KG

Alimentazione Elettrica

CENTRALINA
Tipo: Ti-Motion Serie TC1
Tensione d'ingresso: CA 230 V, $\pm 10\%$, 50 Hz
Intermittenza (funzionamento periodico del motore): 10% (2 min – 18 min)
Livello di pressione sonora: Max 48 dB
PULSANTIERA
Tipo: Ti-Motion
MOTORI ELETTRICI PER REGOLAZIONE PIANO RETE
Tipo: Ti-Motion Serie TA7
Intermittenza (funzionamento periodico del motore): 10% (2 min – 18 min)
Velocità massima senza carico / pieno carico (mm/s): 38 / 23,2

Classe di protezione elettrica

II

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio qualità e regolatorio