

SCHEMA TECNICA

WI_ST 2008_LETTO ELETTRICO DORY

NOME PRODOTTO	LETTO ELETTRICO DORY per pazienti ALZHEIMER
----------------------	---



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE	Letto elettrico specialistico per pazienti affetti da Morbo di Alzheimer - Progettato per ridurre il rischio di infortuni dovuti a cadute accidentali: il piano rete scende fino a un'altezza da terra di 10 cm; tramite l'apposito comando FLOOR, permette la discesa rallentata da 30 a 10 cm in 16 secondi. - Possibilità di allungare la rete di 15 cm, tramite regolazione del telaio - Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg grazie a due attuatori posizionati alle estremità - Regolazione elettrica della parte cosce/gambe - Blocchi ferma materasso sulla rete - Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento - Disponibili su richiesta come accessorio: sponde ridotte e sponde standard
--	--

PRECAUZIONI D'USO - CONTROINDICAZIONI	Carico massimo di lavoro in sicurezza: 180 KG
--	---

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15000020	Letto Elettrico Dory per pazienti Alzheimer DB/RDM: 1660839 CND: Y181299

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE
Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	Larghezza rete: 88 cm Larghezza massimo ingombro: 103 cm Lunghezza rete: 200 cm Lunghezza massimo ingombro: 220 cm Altezza pediera e testiera: 83 cm Altezza rete da terra: regolabile da 10 cm a 70 cm Schienale: regolabile da 0° a 70°
Portata massima	135 kg
Alimentazione Elettrica	Motore: LINAK CB6 Series Control Unit Input Voltaggio: 100-240 VAC, 50/60 Hz - Max 5A
Classe di protezione elettrica	II
Materiali	Rete in metallo Struttura in legno

Accessori e Ricambi

Sponde laterali disponibili su richiesta in fase d'ordine

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio