

SCHEDA TECNICA N° WI.10039

NOME PRODOTTO LETTO GIREVOLE

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Letto girevole è il letto elettrico con una funzione innovativa: il piano rete è girevole, si trasforma in una poltrona elevabile consentendo all'utente di alzarsi da letto in autonomia e sicurezza. Il piano rete non solo è girevole ma è dotato anche della funzione di alzata, proprio come una poltrona elevabile. Infatti, al termine della rotazione laterale, la rete effettuerà anche quel movimento che permetterà all'utente di avere un aiuto completo per la discesa e salita dal letto.

il movimento della struttura in verticale, su e giù, per regolare l'altezza da terra e migliorare tutte le attività quotidiane dell'utente e dei suoi assistenti;

i movimenti della rete, la sezione dello schienale e quella delle gambe;

i movimenti della testata e della pediera per il raggiungimento della posizione Trendelemburg e anti-Trendelemburg

sponde laterali a scomparsa,

4 ruote con freno

il maniglione a triangolo e 2 semplici telecomandi con cui effettuare tutte le movimentazioni necessarie.

Letto dotato di 7 motori LINAK

PRECAUZIONI D'USO - CONTROINDICAZIONI

portata massimo utilizzo: 180 kg

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

SOV-R824ROT

DESCRIZIONE

LETTO RUOTANTE

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Home Care Solution
viale campania 27,
Pisa

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni

larghezza rete: 90 cm
lunghezza rete: 200 cm
max ingombro larghezza: 105 cm
max ingombro lunghezza: 226 cm

Portata massima

135 kg

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio qualità e regolatorio