

SCHEDA TECNICA N° 81

NOME PRODOTTO CETRA

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Il letto Cetra è un letto metallico con rete a 1 movimento che permette la regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale.
Il letto Cetra è disponibile in due versioni: a rete intera e a rete divisibile.

PRECAUZIONI D'USO - CONTROINDICAZIONI

Carico massimo di sicuro utilizzo: 180 KG

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15000093	Letto articolato a 1 movimento smontabile Cetra
15000091	Letto articolato a 1 movimento Cetra
COD.ISO 18.12.10.003	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

II

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	Inclinazione sezione schiena: max 75° Dimensione rete : 87 x 196 cm Ingombro totale: 87 x 202 cm Altezza da terra: 52 cm
-------------------	---

Portata massima	135 KG
------------------------	--------

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio