

## SCHEDA TECNICA N° 82

**NOME PRODOTTO** LIUTO

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Il letto Liuto è un letto metallico con rete a 2 movimenti che permette la regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale.  
Il letto Liuto è disponibile in due versioni: a rete intera e a rete divisibile.

**PRECAUZIONI D'USO - CONTROINDICAZIONI**

Carico massimo di sicuro utilizzo: 180 KG

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15000092	Letto articolato a 2 movimenti smontabile LIUTO
15000094	Letto articolato a 2 movimenti LIUTO
COD.ISO 18.12.10.003	

### INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

Movi Spa - Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Dimensioni</b>	Inclinazione sezione schiena: max 75° Inclinazione sezione cosce/ piedi: max 30° Dimensione rete : 87 x 196 cm Ingombro totale: 87 x 202 cm Altezza da terra: 52 cm
-------------------	---

<b>Portata massima</b>	135 KG
------------------------	--------

<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio