

SCHEDA TECNICA N° 116

NOME PRODOTTO LYNX

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Uno degli ultimi modelli di Wimed.
La seduta offre numerose possibilità di regolazione: schienale, poggiatesta, braccioli (regolabili sia in larghezza che altezza, oltre che ribaltabili).
Piantone regolabile.
Sospensioni anteriori e posteriori indipendenti.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
L4D - Scooter Lynx	LYNX
S37-061-00100	Bauletto
S37-005-00201	Porta Bombola Ossigeno
S37-022-00100	Cestino posteriore
S37-005-00800	Portabastone

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	MANDATARIO
Wu's Tech Co., Ltd NO. 225 Yuan Peir St., Hsin-Chu, Taiwan	Drive Medical Limited Ainleys Industrial Estate Elland West Yorkshire England HX5 9JP

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	ROSSO
Dimensioni	Ingombro larghezza: 68 cm Profondità totale: 143 cm Altezza sedile da terra: 70 cm Altezza sedile- pedana: 45 cm Altezza pedana terra: 22 cm Larghezza seduta: 46 cm Velocità massima: 13 km/h Pendenza massima: 8° Autonomia: 28 - 43 km Ruote anteriori: 3.00- 8 Pneumatiche Ruote posteriori: 3.00 - 8 Pneumatiche
Peso	122 KG
Portata massima	160 kg
Alimentazione Elettrica	Batterie: 2 da 50/75 Ah Motore: DC 24V/ 800W/ 4800rpm Centralina: Dynamic Rhyno2 110Amp
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio