

# MAGNUM 2500

## MAGNETOTERAPIA | 52 PROGRAMMI

MAGNETOTERAPIA PORTATILE IDEALE PER TRATTAMENTI DOMICILIARI. MAGNUM 2500 È INDICATO PER UN MIGLIORE RECUPERO DOPO TRAUMI E FRATTURE OLTRE CHE PER DARE SOLLIEVO E AIUTARE LA RIGENERAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI IN PRESENZA DI PATOLOGIE CRONICHE COME ARTROSI E ARTRITE.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

2 indipendenti

#### Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 160 Gauss di media per canale
- 320 Gauss di media totali (per 2 canali)

#### Frequenza

5-200Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 5 programmi personalizzati per utente

#### Funzione 1+1

Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 1 canale ciascuno

#### Alimentazione

Rete

#### Dimensione


mm 100x160x35

#### Peso

gr 296

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 2500
- 1 Solenoide flessibile mm 330x110
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- G5438 MAGNUM 2500 con 1 solenoide flessibile
- G5645 MAGNUM 2500 con 2 solenoidi soft
- G5646 MAGNUM 2500 con 2 solenoidi rigidi



CE  
0476



LAST 10



FUNZIONE PREFERITI



MULTI USER / 5 UTENTI



PROGRAMMABILE



OPZIONE NOLEGGIO



FUNZIONE 1+1



RUN TIME / MODIFICA DEI PARAMETRI



ALIMENTAZIONE A RETE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# MAGNUM 2500

## MAGNETOTERAPIA | 52 PROGRAMMI

### ELENCO PROGRAMMI

#### ARTROSI/ARTRITE

Artrosi ginocchio

Artrosi cervicale

Artrite

Artrosi

Artrosi mano

Artrosi anca

Artrosi spalla

Artrosi colonna

#### DOLORE

Algodistrofia - Morbo di Sudeck

Mal di schiena

Dolori articolari

#### INFIAMMAZIONI

Antinfiammatorio

Epicondilitis

Epitrocite

Tunnel carpale

Tendinite spalla

#### ORTOPEDIA

Post intervento LCA

Lesione cartilagine

Protesi ginocchio

Protesi anca

#### PATOLOGIE OSSEE

Fratture

Frattura scafoide

Frattura polso

Fratture spalla

Frattura clavicola

Frattura avambraccio

Frattura bacino

Frattura tibia

Frattura femore

Ritardo consolidamento fratture

Frattura con gesso

Osteonecrosi

Osteoporosi

Edemi ossei

#### TRAUMI / EDEMI / FERITE

Distorsione caviglia

Edemi-contusioni

#### PROGRAMMI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA

Programma multifrequenza

Programma 10Hz

Programma 20Hz

Programma 30Hz

Programma 40Hz

Programma 50Hz

Programma 60Hz

Programma 70Hz

Programma 80Hz

Programma 90Hz

Programma 100Hz

Programma 120Hz

Programma 140Hz

Programma 160Hz

Programma 180Hz

Programma 200Hz