



# GLOBUS

# MAGNUM XL

## MAGNETOTERAPIA

### 26 PROGRAMMI

16 Salute- Rehab - 10 Estetica-Fitness

- **POTENZA GAUSS:** 400 Gauss di Picco (200 x 2 canali); 140 Gauss Medi (70 x 2 canali); Potenza regolabile con step di 5
- **DISPLAY:** un ampio e **RETROILLUMINATO** display grafico permette la visualizzazione di tutti i parametri e la facilità dei comandi rende l'apparecchio completo e facile da utilizzare
- **TIPO DI TERAPIA:** apparecchio per magnetoterapia a campi magnetici pulsati a bassa frequenza
- **SOLENOIDE DI NUOVA GENERAZIONE:** possibilità di trattare le patologie in modalità profonda o in superficie grazie al suo speciale solenoide nato dalla ricerca Globus con la collaborazione dei più importanti studi di fisioterapia. Permette inoltre sia il trattamento di superfici estese come la schiena, che di superfici piccole come un polso
- **26 PROGRAMMI PREIMPOSTATI**
- **15 PROGRAMMI MEMORIZZABILI**
- **CANALI DI USCITA:** 2 canali
- **FREQUENZA REGOLABILE:** da 5 a 200 Hz
- **ALIMENTAZIONE:** rete 220V
- **DIFFUSORI in dotazione:** 1 in tessuto, dimensione circa 30 x 10 cm. Tale speciale diffusore, brevettato, permette sia la sovrapposizione che l'opposizione di campo elettromagnetico
- **DIFFUSORI opzionali:** in gomma, sanitizzabile, dimensione 12,5 x 11,5 cm



CE  
0476

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 2 CANALI indipendenti  
Intensità erogabile: 400 Gauss di picco totali; 70 Gauss di media per canale  
Frequenza regolabile: 5-200 Hz step di 1  
DutyCycle: 5-50% step di 1  
Alimentazione: a rete 220V  
Display grafico RETROILLUMINATO di grandi dimensioni e sistema di navigazione EASY-PRO con tastiera joypad  
Dispositivo in Classe II A  
Conforme alla direttiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

#### DOTAZIONE

1 borsa  
1 diffusore Morbido Flessibile e Estensibile  
1 unità magnetoterapia Magnum XL  
1 alimentatore  
1 manuale d'uso



# GLOBUS



**GLOBUS**

# MAGNUM XL

## Elenco programmi

### SALUTE-REHAB

Fratture  
Fratture spalla  
Fratture Avambraccio  
Fratture Tibia  
Frattura Polso  
Ritardo Consolidamento fratture  
Cuffie Rotatori  
Tunnel Carpale  
Dolore Schiena  
Artrosi  
Osteoporosi  
Osteoartrite Cervicale  
Osteoartrite mano  
Osteoartrite anca  
Osteoartrite spalla  
Osteoartrite colonna

### ESTETICA-FITNESS

Drenaggio  
Cellulite  
Stati Edematosi  
Gonfiore Gambe  
Trattamento Riattivante  
Rigenerazione Tessutale  
Acne  
Cicatrici  
Rughe Facciali  
Smagliature



**GLOBUS**