

TABELLA PROGRAMMI LINEA MAGNUM

PROGRAMMA	3500 PRO	3000 PRO	XL PRO	2500	XL	L
Algodistrofia / Morbo di Sudeck	✓	✓	/	✓	/	/
Antinfiammatorio	✓	✓	/	✓	/	/
Artrite	✓	✓	✓	✓	/	✓
Artrosi - Osteoartrite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Distorsione caviglia	✓	✓	✓	✓	/	/
Dolori articolari	✓	✓	✓	✓	/	/
Edemi ossei	✓	✓	/	✓	/	/
Edemi-contusioni	✓	✓	✓	✓	/	/
Epicondilite / Epitrocleeite	✓	✓	✓	✓	/	✓
Frattura con gesso	✓	✓	*	✓	*	*
Fratture	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fusione spinale	✓	✓	/	/	/	/
Lesione cartilagine	✓	✓	✓	✓	/	/
Mal di schiena	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osteonecrosi	✓	✓	/	✓	/	/
Osteoporosi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osteotomia	✓	✓	/	/	/	/
Post intervento LCA	✓	✓	✓	✓	/	/
Protesi anca - ginocchio	✓	✓	✓	✓	/	/
Pseudoartrosi	✓	✓	/	/	/	/
Ritardo consolidamento fratture	✓	✓	✓	✓	✓	/
Tendinite spalla / Cuffia rotatori	✓	✓	✓	✓	✓	/
Tendiniti	✓	✓	✓	/	/	/
Tunnel carpale	✓	✓	✓	✓	✓	/
Ulcere	✓	✓	/	/	/	/
Programma multifrequenza	✓	✓	/	1	/	/
Programmi a frequenza predefinita	25	25	/	15	/	/
Programmi notturni	3	3	/	/	/	/
Programmi estetici	/	/	14	/	10	/

* Utilizzare programma "Fratture".

Alcuni programmi sono divisi per parti del corpo. Per maggiori informazioni consultare le schede tecniche dei prodotti.