

MAGNUM XL PRO

MAGNETOTERAPIA

46 PROGRAMMI

32 Salute-Rehab - 14 Estetica-Fitness

)] **POTENZA GAUSS: 500 Gauss** di Picco (250 x 2 canali); 200 Gauss Medi (100 x 2 canali); Potenza regolabile con step di 5

)] **DISPLAY:** un ampio e **RETROILLUMINATO** display grafico permette la visualizzazione di tutti i parametri e la facilità dei comandi rende l'apparecchio completo e facile da utilizzare

)] **TIPO DI TERAPIA:** apparecchio per magnetoterapia a campi magnetici pulsati a bassa frequenza

)] **SOLENOIDE DI NUOVA GENERAZIONE:** possibilità di trattare le patologie in modalità profonda o in superficie grazie al suo speciale solenoide nato dalla ricerca Globus con la collaborazione dei più importanti studi di fisioterapia. Permette inoltre sia il trattamento di superfici estese come la schiena, che di superfici piccole come un polso

)] **46 PROGRAMMI PREIMPOSTATI**

)] **15 PROGRAMMI MEMORIZZABILI**

)] **CANALI DI USCITA:** 2 canali

)] **FREQUENZA REGOLABILE:** da 5 a 200 Hz

)] **ALIMENTAZIONE:** rete 220V

COD.G3956	MAGNUM XL PRO	2 solenoidi flessibili
COD.G3970	MAGNUM XL PRO (SOL. RIGIDI)	2 solenoidi rigidi
COD.G4278	MAGNUM XL PRO (SOL. SOFT)	2 solenoidi SOFT



CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 2 CANALI indipendenti
 Intensità erogabile: 500 Gauss di picco totali; 100 Gauss di media per canale
 Frequenza regolabile: 5-200 Hz step di 1
 DutyCycle: 5-50% step di 1
 Alimentazione: rete a 220V
 Display RETROILLUMINATO grafico di grandi dimensioni e sistema di navigazione EASY-PRO con tastiera joypad
 Dispositivo in Classe II A
 Conforme alla direttiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

DOTAZIONE

1 borsa
 2 solenoidi
 1 unità magnetoterapia Magnum XL Pro
 1 alimentatore
 1 manuale d'uso



GLOBUS

MAGNUM XL PRO

Elenco programmi

SALUTE-REHAB :

Fratture	Frattura Polso	Epitrocleite
Cuffie Rotatori	Fratture Spalla	Artrosi
Tunnel Carpale	Fratture Clavicola	Osteoartrite Mano
Osteoartrite Ginocchio	Fratture Avambraccio	Osteoartrite Anca
Osteoartrite Cervicale	Fratture Bacino	Osteoartrite Spalla
Dolore Schiena	Fratture Tibia	Osteoartrite Colonna
Protesi Anca	Post Intervento LCA	Epicondilite
Ritardo Consolidamento Fratture	Pulizia Cartilagine	Tendiniti
Osteoporosi	Protesi Ginocchio	Edemi - Contusioni
Frattura Scafoide	Frattura collo femore	Dolori articolari
		Distorsione caviglia Artriti

ESTETICA-FITNESS

Drenaggio Addome	Cellulite Cosce Glutei e Fianchi	Acne
Drenaggio Arti Superiori	Stati Edematosi	Cicatrici
Drenag. Cosce Glutei e Fianchi	Gonfiore Gambe	Rughe Facciali
Cellulite Addome	Trattamento Riattivante	Smagliature
Cellulite Arti Superiori	Rigenerazione Tessutale	

ACCESSORI OPZIONALI PER MAGNETOTERAPIA GLOBUS:

G4275 Solenoide SOFT Singolo: morbido e confortevole solenoide ad 1 spira, in tessuto facilmente lavabile e sanitizzabile. Dimensioni cm 12x12

G4276 Tappetino SOFT 4 : morbido e confortevole tappetino, a due canali e composto da 4 spire totali, in tessuto facilmente lavabile e sanitizzabile. Ideale per applicazioni lombari, alle anche, ai piedi e alle mani .
Dimensioni 25x25 cm

G4337 Cavo Sdoppiatore Magneto: con questo accessorio sarà possibile sdoppiare i canali, utilizzando ad es. 2 solenoidi singoli SOFT sullo stesso canale o due solenoidi Rigidi o due solenoidi flessibili.

G1407 Solenoide FLESSIBILE: diffusore flessibile a due solenoidi. Dimensioni 35x11 cm

G1408 Solenoide FLESSIBILE 40X15: diffusore flessibile a quattro solenoidi. Dimensioni 40x15 cm

G0995 Solenoide RIGIDO Singolo : diffusore in gomma ad un solenoide, facilmente lavabile e sanitizzabile .
Dimensioni 12x11 cm

G3938 MAT 100: tappeto con 4 solenoidi da collegare ad 1 canale della nostra magnetoterapia. Cm 44x70

G3941 B-MAT 200: materasso, cm 176x70, compost da 4 tappeti, di cui 2 con solenoidi (tot 8 solenoidi).

G3942 B-MAT 300: materasso, cm 176x70, compost da 4 tappeti, di cui 3 con solenoidi (tot 12 solenoidi).

G3943 B-MAT 400: materasso, cm 176x70, compost da 4 tappeti, tutti con solenoidi (tot 16 solenoidi).



GLOBUS