

CN100 Scooter elettrico ARDEA MOBILITY 100
Destinazione d'uso

Scooter elettrico destinato alla mobilità di persone con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

Lo scooter elettrico per disabili ed anziani a 4 ruote "CN100" è il modello più piccolo e compatto della serie Ardea Mobility. Adatto per un utilizzo in ambienti ristretti sia interni che esterni. La struttura di ingombro minimo lo rendono semplice da riporre e trasportare. Realizzato in struttura di acciaio con carenatura in ABS. Ottimo comfort di guida grazie al sedile contenuto ma imbottito ruotante a 360°, con schienale ribaltabile in avanti e braccioli ribaltabili e regolabili in larghezza con manubrio regolabile in inclinazione, completo di cestino frontale e specchietti retrovisori. Alimentato da due batterie da 12V. L'efficiente motore da 300W permette di raggiungere una velocità di 6 Km/h, per una autonomia di circa 20 Km. Dotato di presa USB per ricarica dispositivi.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice GMDN	31139
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.21.27.006 - Riconducibile
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.23.03.006
Numero RDM	1772567
Codice Classificazione CND	Y122124
Peso Max	135 Kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Velocità massima	6 Km/h
Raggio di sterzata	99 Cm
Massima pendenza stimata superabile*	12° - 21%
Superamento ostacolo	5 Cm
Autonomia **	20 Km
Batterie	2Pz – 12V 12Ah

 * Il termine **pendenza stimata (rated slope)** è definito nella norma EN12184:2014

** L'autonomia dello scooter può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caricabatteria	1.8A - Esterno – 220V – 50 Hz
Elettronica Controller	PG 45 A
Motore	300 W di picco
Tipo freno	Elettromeccanico

PESO E DIMENSIONI PRODOTTO

MISURE IN CM														
CN100	43	41	7	43	30	80	104	56	107	19x7	19x5	incluse	56,2 kg (con batteria)	
													44,6 kg (senza batteria)	

ACCESSORI OPZIONALI

CNA100 – Cestino posteriore	CNA102 – Bauletto posteriore
CNA105 – Borsa posteriore con porta bastone	CNA110 – Porta bombola ossigeno
CNA115 – Porta bastone stampella	CNA120 – Porta deambulatore