

SCHEDA TECNICA N° 119

NOME PRODOTTO MARTIN

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Scooter da design semplice e pulito adatto alle persone di tutte le età.
Varie regolazioni come schienale, poggiatesta, larghezza e altezza braccioli, seduta.
Piantone regolabile in profondità.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
M4JRH/10/11 Scooter Martin Rosso	MARTIN
M4JRH/10/51 Scooter Martin Blu	
M4JRH/10/91 Scooter Martin bianco	
94018036	Cestino posteriore
S37-005-00800	Portabastone
CESM02B BLU	Capottina
CESM03G GRIGIO	Capottina
CESM01R ROSSO	Capottina
S37-061-00100	Bauletto

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	MANDATARIO
Wu's Tech Co., Ltd NO. 225 Yuan Peir St., Hsin-Chu, Taiwan	Drive Medical Limited Ainleys Industrial Estate Elland West Yorkshire England HX5 9JP

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	ROSSO- BLU- BIANCO
Dimensioni	Ingombro larghezza: 58 cm Profondità totale: 120 cm Altezza sedile da terra: 62 cm Altezza sedile- pedana: 46 cm Altezza pedana terra: 12 cm Larghezza seduta: 50 cm Velocità massima: 6-8 km/h Pendenza massima: 8° Autonomia: 20-24 km Ruote anteriori: 300-4 Ruote posteriori: 300-4
Peso	90 KG
Portata massima	160 KG
Alimentazione Elettrica	Batterie: 2 da 35/50 Ah Motore: 2 poli da 470W 22:1 Centralina: S-Drive 70A
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio