

Anhui Guangtai Health Techology Co.,Ltd.

Add:No. 18 Jinger Road, Quanjiao Economic Development Zone, Quanjiao City Anuhi 239500 CHINA

DATA SHEET

CE 2797

ETB0001 Maschera protettiva FFP2



CARATTERISTICHE TECNICHE

Indicazioni	Facciale Filtrante FFP2 – NR (Monouso)
Metodo di allacciamento	Elastici – lunghezza 20 cm
Struttura e materiali	5 strati: 2 strati in tessuto-non-tessuto (38%) 2 strati in tessuto soffiato (31%) 1 strato in cotone (31%)
Dimensioni	16 x 10.5 cm
Peso	6 g
Colore	Bianco
Modello	ETB0001
Conformità normativa	Regolamento (UE) 2016/425 – DPI di Categoria III Certificati CE 737596 (modulo B) + CE 737597 (Modulo C2) – O.N. # 2797 Norma tecnica EN 149:2001/A1:2009

CONFEZIONAMENTO

Confezione primaria	Busta singola sigillata - richiudibile
Confezione di vendita	Scatola da 500 pezzi
Stoccaggio	Temperatura: -20 °C ÷ + 40°C, umidità relativa (RH): < 80% Proteggere dalla luce solare e dalle escursioni termiche. Conservare all'interno della confezione
Scadenza	2 anni dalla data di produzione se conservata nella confezione di vendita originale

DESCRIZIONE

<ul style="list-style-type: none">Filtrante facciale FFP2DPI di categoria III (EN 149:2001/A1:2009)Senza valvola di esalazioneProtezione contro aerosol solidi e liquidiOttima respirabilitàIdonea all'impiego in ambiente sanitario / ospedaliero	<ul style="list-style-type: none">Nasello regolabile in alluminioDelicato sulla pelleNon contiene lattice di gomma naturaleNon contiene gomma naturale lavorata
---	--

Distribuito da **FIAB** Via Passerini 2-4-6, 50039, Vicchio (FI)