

## MATERASSO IN ESPANSO A 3 SEZIONI

**Ref. MA-118**



### Descrizione

Materasso in schiuma di Poliuretano ad alta resilienza, dotato di fodera *Dermalon* elasticizzata, traspirante e idrorepellente.

Il design e la combinazione di materiali rendono il materasso indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito su pazienti allettati per lunghi periodi.

Le caratteristiche principali del materasso:

- Comfort per una prevenzione ottimale.
- Adattabilità a tutte le morfologie.
- Distribuzione omogenea delle pressioni di contatto sul corpo.
- Riduzione delle forze di attrito sulla pelle.
- Miglior circolazione dell'aria che riduce gli effetti della macerazione della pelle.
- Ottima adattabilità alle movimentazioni di un letto articolato.

### Destinazione d'uso

Materasso indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti allettati.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y033306	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1787998/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio (Intermed)	2019	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	Pharma Owest Industries	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche - Materasso


Materiale	Schiuma di Poliuretano ad alta resilienza, 80 kg/m <sup>3</sup> – 3,5 kPa
Dimensioni materasso compresso	90 x 195 x 17 cm
Portata minima	40 kg
Portata massima	90 kg
Resistenza al fuoco	Classe M4. Conformità a standard EN 597-1 e EN 597-2

## Caratteristiche Tecniche - Fodera *Dermalon*

Materiale	PVC (100%), 138 g/m <sup>2</sup>
Resistenza al fuoco	Classe M1. Conformità a standard EN 597-1 e EN 597-2

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo asciutto e pulito. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Temperatura: min. -10°C / max. +40°C Umidità: min. 30% / max. 95%
PULIZIA E DISINFEZIONE	<u>Materasso</u> Pulire con panno morbido senza aggiunta di detersivi aggressivi. Asciugare all'aria aperta.  <u>Fodera Dermalon</u> Rimuovere la fodera e lavare in lavatrice massimo a 60°C. Non usare prodotti contenenti Cloro per pulire la fodera. Non candeggiare. Non stirare. Non utilizzare l'asciugatrice.    Non usare detersivi o disinfettanti corrosivi come acetone o prodotti industriali sgrassanti.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\* Per ulteriori dettagli sulle indicazioni descritte attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
MA-118	Materasso in espanso a 3 sezioni, con fodera <i>Dermalon</i> .	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

## Componenti opzionali

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
n/d	n/d	n/d

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	07/02/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158  
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it) • [www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it)  
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione  
qualità aziendale certificato:  
UNI CEI EN ISO 13485:2016