

## MATERASSO IN ESPANSO E VISCOELASTICO – VITA FORM

*Ref. MA-140*



### Descrizione

Materasso in mousse viscoelastica a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza, dotato di fodera bielastizzata, traspirante e idrorepellente.

Il design e la combinazione di materiali rendono il materasso indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito su pazienti allettati per lunghi periodi.

Le caratteristiche principali del materasso:

- Confort per una prevenzione ottimale
- Adattabilità a tutte le morfologie
- Distribuzione omogenea delle pressioni di contatto sul corpo grazie all'aumento delle superfici di contatto
- Riduzione delle forze di attrito sulla pelle
- Miglior circolazione dell'aria che riduce gli effetti della macerazione della pelle
- Ottima adattabilità alle movimentazioni di un letto articolato.

### Destinazione d'uso

Materasso indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti allettati.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y033306	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1519372/R	
Codice Classificazione ISO	03.33.06.006	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2011	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	Pharma Ouest Industries	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche – Materasso

Materiale	Parte superiore: Foam viscoelastico, densità 80 kg/m <sup>3</sup> Parte inferiore: Foam ad alta resilienza, densità 37 kg/m <sup>3</sup>
Dimensioni Materasso	193 x 88 x 18 cm
Portata	Da 40 a 140 kg
Conformità resistenza al fuoco	EN 597-1 ; EN 597-2

## Caratteristiche Tecniche – Fodera

Materiale	Parte superiore e laterale in tessuto Pharmatex: Poliestere (25%) – Poliuretano (75 %). Base antiscivolo Polipropilene (100 %)
Conformità resistenza al fuoco	EN 597-1 ; EN 597-2

## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo asciutto e pulito. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
PULIZIA E DISINFEZIONE	Materasso: lavabile con panno morbido umidificato. Disinfezione con vapori di formaldeide a 45 °C per 3 ore. Fodera: lavabile fino alla temperatura di 60 °C. Non candeggiare. Non stirare. Lavabile a secco.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\* Per ulteriori dettagli sulle indicazioni descritte attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
MA-140	Materasso in espanso viscoelastico Vita Form con fodera di rivestimento.	1

## Componenti opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
MA-140F	Fodera per materasso MA-140	1

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.

