

SCHEDA TECNICA N° 504

NOME PRODOTTO	MATERASSO ANTIDECUBITO VISCOFLEX EVOLUTIV CON DUE INSERTI A BASSA PRESSIONE
----------------------	---



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE	<p>I materassi Viscoflex Evolutive sono dispositivi medici destinati alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione. Prodotto in polimero Viscoelastico ad alta densità (80 kg/m³), stampato su base in poliuretano ad alta resilienza (40 kg/m³), anatomicamente sagomato. Viscoelastico 6 cm di spessore su tutto il materasso ed 8 cm nella zona sacrale, maggior protezione del paziente. Presenta una sezione antiaffondamento nella zona sacrale costituita da un maggiore spessore di polimero viscoelastico (8cm) a protezione della seduta. Garantisce una lunga durata ed è in grado di memorizzare la sagoma del corpo, ciò permette di aumentare la superficie di contatto riducendo le pressioni sui singoli punti di appoggio. Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti; ottimizzazione del microclima con ampi canali di areazione. Facile e sicuro ingresso/uscita paziente, con stabilizzatori laterali. Angoli arrotondati, utili per alloggiamenti. L' "effetto pelle" protegge da aggressioni esterne anche meccaniche. Disponibile in versione Materasso Sostitutivo, si adatta a tutte le esigenze specifiche. Presenta due alloggiamenti per inserti uno nella zona talloni e uno in quella sacrale. Sono disponibili inserti ad altissima densità (80 Kg/m³) a bassa pressione di contatto (inserto bianco) (LP). Inserti interscambibili. Fornito completo di copertura integrale bi-estensibile, impermeabile ma traspirante Polymaille® che assicura il massimo comfort ed una perfetta ventilazione mantenendo la temperatura corporea costante.</p>
--	---

DESTINAZIONE D'USO	Indicate per pazienti a medio-alto rischio di piaghe da decubito. Superfici antidecubito indicate per pazienti con lesioni da pressione dal I fino al IV stadio.
---------------------------	--

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P161MFEPMHI	Materasso Viscoflex Evolutiv in materiale viscoelastico con 2 inserti a bassa pressione, 90x200xh.14 con copertura Polymaille 1.IM
P161MO2	Inserto a bassa pressione per Viscoflex Evolutiv
P101M20	Inserto di estensione per materassi Polyplot e Viscoflex 90x200x14 cm.
P452PM	Telo Polymaille integrale per Viscoflex e Polyplot 90x200x14 cm.

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
SYST'AM ZAE Route de Casseneuil - Le Lédat - 47300 Villeneuve sur Lot - France	MOVI S.p.A. Via Dione Cassio,15 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	BD/RDM	CND
I	790407	Y033306

SPECIFICHE TECNICHE sistema

Smaltimento	Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/ o locali riguardanti la raccolta differenziata. I prodotti recanti il simbolo "rifiuto elettrico" devono essere smaltiti come rifiuti elettrici usati e non devono essere mescolati come rifiuti domestici. Per lo smaltimento dei materiali rivolgetevi alle autorità preposte allo smaltimento che li riceveranno gratuitamente o in alternativa al rivenditore locale. La corretta osservanza di queste indicazioni contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni come da D. Lgs 151/2005 e D. LGS 152-06. In caso di riconosciuta contaminazione del sistema, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.
--------------------	--

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	90x200x14 cm
Peso	15,8 kg
Materiale/Densità della Base in Poliuretano	Poliuretano espanso - 40 kg/m3
Materiale/Densità della parte in Viscoelastico	Materiale Viscoelastico a memoria di forma ad alta densità - 80 kg/m3
Materiale della copertura	Polymaille - Trama di tessuto bielastico impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapor d'acqua e traspirante trattato contro i microrganismi.
Permeabilità della Copertura	>500 gr/m2/24h
Portata Terapeutica	130 kg



Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	Schiuma: pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciare asciugare all'aria. Disinfettare con prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave. Copertura Polymaille: lavare a 95°C, non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco mediante solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciugua biancheria.
CFC	Completamente assente
Lattice	free
Confezionamento	Il prodotto viene confezionato in busta di cellophane e inserito in scatola di cartone

Accessori e Ricambi

Cod. P161MO2 Inserto a bassa pressione per Viscoflex Evolutiv. Cod. P101M20 Inserto di estensione per materassi Polyplot e Viscoflex 90x200x14 cm. Cod. P452PM Telo Polymaille integrale per Viscoflex e Polyplot 90x200x14 cm.

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio