


Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
 Carrozzina pieghevole superleggera 12.21.06.060
 Nr. Repertorio DM: 318035/R

- Legenda**
- di serie
 - accessori a N.T.
 - accessori a N.T. con maggiorazione
 - accessori con maggiorazione
 - accessori a listino

ALHENA



- L** Larghezza Sedile 34 36 38 40 42 44 46
- P** Profondità Sedile 34 36 38 40 42 44 46
- HS** Altezza Schienale 29 31 33 35 37 39 41
- HA** Altezza Sedile Anteriore 42 43 44 46 48 50
- HP** Altezza Sedile Posteriore 38 40 42 44 46
- DP** Distanza Sedile Pedana (senza cuscino) 33 35 37 39 41 43 45 47

CM (portata max 100 Kg) (con P=40cm)

1 Colore telaio

- Titanio lucido
- Nero opaco
- Bianco perlato
- Titanio naturale
- Colore..... (vedi catalogo "Colori")
- Verde fluo
- Arancio fluo


2 Rivestimento schienale

- Schienale in nylon tensionabile
- Schienale in tessuto traspirante
- Senza telo schienale
- Schienale posturale: **SAMEKH** (scheda a parte)
- altro.....


3 Colore rivestimenti

- Nero (std) sia sedile in nylon avvitato sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
- Colore per telo sedile e schienale in Nylon tensionabile disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
- Colore per schienale traspirante disponibili: rosso, verde dry, grigio

4 Pedana non estraibile (con DP=43 cm e P=40 cm) (standard)



Pedana non estraibile (con DP=43 cm e P=40 cm)



Pedana estraibile

- 84° (std)
- 76°


(misure indicative)

5 Anteriori

- STANDARD


- Y (solo con pedana non estraibile)

- V (solo con pedana non estraibile non consente pedana a chiusura automatica)




6 Unica chiusura in carbonio (non automatica, chiusura a SX)

- Cinturini fermapiiedi



7 Chiusura automatica regolabile in inclinazione in carbonio

- Cinturini fermapiiedi




8 Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione

- posizionato in avanti

- posizionato indietro

- Cinturini fermapiiedi




9 Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione

- posizionato in avanti


- posizionato indietro

- Cinturini fermapiiedi



10 Unica tubolare aperta in titanio

- posizionata in avanti
- posizionata indietro (std)



11 Salva abiti

- Alluminio con ala in fibra di carbonio

- Plastica


- Alluminio curvo in tinta o nero

- Alluminio dritto in tinta o nero

12 Bracciolo sport estraibile h. 22 cm ribaltabili

Appoggiagomito

- Tubolare
- Classico (lungo 23 cm)




13 Bracciolo a "L" ribaltabile, regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm (estraibile, aperto con salvabiti)

- Non estraibile

Appoggiagomito

- Tubolare
- Dritto (lungo 26 cm)
- Classico (lungo 23 cm)
- Classico (lungo 30 cm)



14 Ruote Posteriori

- 24" Ultralight (24 raggi) nere
- 24" Light (24 raggi)
- 24" Star 6x3 (18 raggi) argento o nero
- 24" (36 raggi)
- 24" Mountain-bike cop.Citybike
- 24" Mountain-bike cop.Offroad
- 24" Spineray
- 25" Spineray
- 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- Pneumatiche Marathon Plus
- Pneum. alta press. Scolpite 24"
- Pneum. alta press. Liscie
- Piene 24" (non disp.con Ultralight)

15 Corrimano * esclusi Star 6x3 e MTB

- Alluminio chiaro
- Alluminio scuro
- Acciaio cromato 24"
- Titanio
- Gommato (a fusione)
- Carbolife Curve L 24" neri *
- CL Curve L TetraGrip neri 24" *
- CL Quadro gommati neri 24" **
- Carbolife GEKKO neri 24" **
- Copricorr. in silicone

