

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Rif. cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
giugno 2026

Rivenditore


Rif. Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.22.03.009
 Nr. Repertorio MDR: 2351552

Legenda

- ☐ di serie
 ☆ accessori a N.T.
 ○ accessori con maggiorazione

QUASAR

telaio in titanio



○ QUASAR CON ASSE FISSO

€ 2450,00 Prezzo base

○ QUASAR CON ASSE REG.

€ 2500,00 Prezzo base

L Larghezza Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46* ☐ 48*	€ 297,00
P Profondità Sedile	☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48* ☐ 50*	€ 215,00
HS Altezza Schienale	☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41	
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 46 ☐ 48 ☐ 50	
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48	
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49	

(* da aggiungere eventuale maggiorazione per telaio rinforzato portata tra 100 e 120Kg)

cm

(misura indicativa con P=40 cm)

Colore telaio

- ☐ Titanio lucido ☐ Nero opaco
☐ Antracite lucido ☐ Nero lucido
☐ Titanio naturale € 82,00
☐ Colore..... a partire da € 82,00
 (vedi catalogo "Colori")

Rivestimenti:

Sedile

- ☐ Telo avvitato
☐ Telo tensionabile
☐ Rigido in carbonio

Schienale

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Senza telo schienale

☆ **FAMEKH** (scheda a parte)
 € 539,00

Colore rivestimento schienale

- ☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
☐ Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro € 35,00
☐ Colore schienale traspirante disponibili: rosso, grigio € 35,00

Pedana Unica Tubolare in Titanio

- ☐ Aperta (per anteriore a Y o a U)
☐ Chiusa in carbonio (per anteriore a Y o a U) € 82,00
☐ Chiusa regolabile in inclinazione (qualsiasi anteriore) € 143,00
☐ Pedana chiusa alzabile all'indietro (piatto in alluminio e supporto in titanio) € 428,00

○ Personalizzazione pedana richiesta

- ☐ Pedane separate profilo alluminio con archetto saldato (per anteriore a Y o a U) € 323,00

- ☐ Pedana unica profilo alluminio con archetto saldato (per anteriore a Y o a U) € 323,00

Maniglie di spinta

- ☐ Senza maniglie
☐ Maniglie fisse
☐ Maniglie regolabili in altezza € 118,00
☐ Maniglie a scomparsa € 285,00

Distanza tra centro mozzo e schienale

- ☐ 9 cm (standard) ☐ 7 cm
☐ 0 cm (biamputati) ☐ 11 cm
☐ 3 cm ☐ 13 cm
☐ 5 cm

Inclinazione schienale abbattibile (regolabile)

- 93° 89°
 91°
☐ 89°
☐ 91° (standard)
☐ 93°

Angolo anteriore telaio

- ☐ 83° (standard) (A = 16 cm, con DP41cm)
☐ 75° (A = 21 cm, con DP 41cm)

Campanatura ruote posteriori

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°
☐ Alberini Ø12mm (def.) con bussola 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussola 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussola 50mm

Salva abiti

- ☐ Alluminio (anodizzato) con ala in fibra di carbonio (salva abiti fisso)
☐ Estraibile c/ala CRB (supporto tit.nat. o nero) € 195,00
☐ Carbonio dritto € 118,00 ☐ Estraibile € 246,00

Braccioli

- ☐ Bracciolo a "L" estr., reg.H22-28cm ribaltabile € 233,00
☐ Bracciolo SPORT aperto, ribaltabile € 470,00

Appoggiagomito

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm) non compatibile con bracciolo SPORT

Freni

- ☐ a Scomparsa
☐ Composite € 28,00
☐ Standard
☐ Standard a tiro

Antiribaltamento girevole

- ☐ Destro € 122,00
☐ Sinistro € 122,00

Note

I prezzi sono al netto di IVA, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. Opzioni fuori scheda a pagamento e soggette a valutazione tecnica.
 I prezzi fanno riferimento al listino prezzi in vigore

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
 giugno 2026

QUASAR

Ruote posteriori

(14)

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
☐ 24" (36 raggi)
☐ 24" Mountain-bike nere (Citybike)
☐ 24" Mountain-bike nere (Offroad)
☐ 24" Spinergy € 990,00
 colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Spinergy € 990,00
 colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Light (24 raggi) nere € 135,00

Coperture

- ☐ Pneum. Schwalbe Marathon Plus
☐ Pneum. alta pressione Lisce 24"
☐ Pneum. alta pressione Scolpite 24"
☐ Pneum. Schwalbe Right Run € 18,00
☐ Pieni KIK 24" nere € 125,00

Ruote posteriori

(15)

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio lucido 24" € 30,00
☐ OVAAL allum. chiaro 24" € 110,00
☐ OVAAL allum. scuro 24" € 154,00
☐ OVAALG(scuo c/ins.in sil.) 24" € 199,00
☐ Titanio € 294,00
☐ Gommato (a fusione) € 155,00
☐ CL CURVE L 24" neri € 358,00
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24" € 449,00
☐ CL QUADRO gommati neri 24" € 449,00
☐ CL GEKKO neri 24" € 449,00
☐ Copricorr. in silicone € 118,00

OVAALG: disponibili solo per ruote da 24"
 Solo OVAAL all.chiaro disponibili c/ruote Star 6x3
 CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
 CarboLife e OVAAL/S/G: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi

(16)

- ☆ Trasparenti 24" € 110,00
 ☆ Neri 24" € 212,00
 ☆ Fantasia 24" € 212,00
 codice:
 (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Cuscino foderato in poliuretano espanso

(18)

- ☆ Altezza 3 cm € 61,00
 ☆ Altezza 5 cm € 61,00

Ruotine anteriori

(17)

- ☐ 80 (3") piene nere
☐ 80 (3") piene con luci € 44,00
☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci € 44,00
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.alluminio ARG.oNERO
☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.alluminio ARG.oNERO
☐ 150 (6") pneumatiche
☐ 150 (6") piene

Set anodizzato

(Forcelle e tappi)

Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24")

- ☐ Nero
☐ Argento

- ☐ Azzurro € 143,00
☐ Rosso € 143,00
☐ Arancio € 143,00
☐ Viola ciclamino € 143,00

(19)

Tasche

(20)

- ☐ Tasca sotto sedile
 oppure:
☐ Tasca sedile pendente


☆ Portaoggetti € 74,00

- ☐ Tasca schienale

Archetto schienale

(21)


- ☐ Standard:
 P(archetto) 7,5cm;
 H(archetto) 19cm;
 dia 19mm.
☐ Altro:
 P.....cm;
 H.....cm;



Opzioni


- 23 ☐ Velcro universale (M+F)
 24 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
 25 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
 26 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
 27 ☐ Bretellaggio € 93,00
 28 ☐ Cintura pettorale € 42,00
 29 ☆ Divaricatore a fasce € 104,00
 30 ☆ Dx ☆ Sx Portastampella € 41,00
 31 ☆ Pompeta per pneumatici € 22,00
 32 ☆ Cinghia pelvica a 45° € 22,00
 33 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45° € 80,00
 34 ☆ Protezioni anteriori (neoprene) € 36,00

profilo SEDUTA STANDARD (standard)




NB: sedile rigido in CARBONIO
 solo per profilo seduta standard

- ☐ ANTERIORE
 A Y (default)




default:
 L-13cm

- ☐ ANTERIORE
 A V € 135,00



(L'anteriore a V e' possibile solo con
 pedana regolabile in inclinazione chiusa)

- ☐ ANTERIORE
 DRITTO



(scelta consigliata per
 larghezza seduta 34cm)

- ☐ Apertura SU MISURA telaio anteriore a Y o a V.....cm € 215,00

Configurazione da 7 kg (FISSA)

Configurazione da 7,4 kg (REGOL.)

- Carrozzina 38x40x31 cm
 - Rivestimento in nylon
 - Colore: Titanio lucido
 - Pedana aperta
 - Senza maniglie di spinta
 - Salva abiti con ala in fibra di carbonio
 - Freni a scomparsa
 - Ruote Ultralight
 - Coperture pnem. alta pressione lisce
 - Corrimano Ultralight
 - Ruotine anteriori da 80 mm
 - Senza tasche
 Portata massima: 100 kg

Note