


Riferimento Codici NOMENCLATORE TARIFFARIO  
 Carrozzina pieghevole 12.21.06.039  
 Struttura leggera 12.24.03.121  
 Estrazione rapida ruote posteriori 12.24.21.106  
 Nr. Repertorio DM: 65938/R

**Legenda**  
 di serie       accessori con magg.  
 accessori a N.T.      ☆ accessori a listino  
 accessori a N.T. con maggiorazione

# MIZAR



<b>L</b> Larghezza Sedile	<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48
<b>P</b> Profondità Sedile	<input type="checkbox"/> 38 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44
<b>HS</b> Altezza Schienale	<input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43
<b>HA</b> Altezza Sedile Anteriore	<input type="checkbox"/> 50
<b>HP</b> Altezza Sedile Posteriore	<input type="checkbox"/> 47
<b>DP</b> Distanza Sedile Pedana	<input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 49 cm

**Quantità**  
 Nr. .... pezzi

**Colore telaio** ①  
**Grigio metallizzato**
**Rivestimento** ②  
 Nylon  
 Nylon tensionabile  
 Tessuto traspirante-tens.  
 Senza telo schienale  
 Senza telo sedile

 **Pedane estraibili con predellino in plastica e fermatallon** ③  
  
 Cinturini fermapiedi

 **Pedane estraibili elevabili con predellino in plastica e fermatallon** ④  
 (solo P = 38 o 40 cm)  
  
 Cinturini fermapiedi

**Antiribaltamento** ⑤  
  
 ☆ Destro  
 ☆ Sinistro

**Caratteristiche**  
 Telaio pieghevole in alluminio;  
 Crociera singola in acciaio;  
 Tele nere in nylon ignifugo;  
 Predellini regolabili in flessione-estensione;  
 Fermatallon;  
 Schienale regolabile in altezza;  
 Pedalini di sbilanciamento;  
 Peso in configurazione  
 40x40x37 cm : 15,6 kg.

 **Bracciolo chiuso ridotto per tavolo, estraibile e ribaltabile - h 22 cm** ⑥  
  
**Appoggiagomito**  
 Classico  
 Emiplegico DX  
 Emiplegico SX

 **Bracciolo a "U" chiuso estraibile e ribaltabile h 22 cm** ⑦  
  
**Appoggiagomito**  
 Dritto (lungo 26 cm)  
 Dritto (lungo 36 cm)  
 Emiplegico DX  
 Emiplegico SX

 **Bracciolo regolabile in altezza estraibile e ribaltabile** ⑧  
  
**Appoggiagomito**  
 Classico (lungo 23 cm)  
 Classico (lungo 30 cm)  
 Dritto (lungo 26 cm)  
 Dritto (lungo 36 cm)  
 Emiplegico DX  
 Emiplegico SX

**Ruote posteriori** ⑨  
 24"  
 12"  
**Coperture**  
 Pneum. scolpite  
 Piene

**Corrimano** ⑩  
 Alluminio chiaro  
 Gommato(a fusione)  
 ☆ Copricorr. in silicone  
 Non disponibili con ruote posteriori da 12"

**Tavolo (solo con braccioli)** ⑪  
 Trasparente  
 In plastica grigia  
 Morbido imbottito  
 Dx  Sx Trasp.Emiplegico (non con braccioli reg. in h)  
 Specificare tipo di attacco  
 Singolo  Doppio  
 (Doppio attacco obbligatorio con braccioli regolabili in altezza)

**Opzioni**  
 15  Velcro "M" (uncino) sul sedile  
 16  Velcro "F" (asola) sul sedile  
 17  Pattina di unione sedile-schienale  
 18  Sedile WC  
 19  Cuscino rigido imbottito  
 20  Bretellaggio  
 21  Cintura pettorale  
 22  Divaricatore a fasce  
 23  Tasca portacatetere  
 24  Schienale con snodo  
 25 ☆ Tavoletta anat. schienale  
 26 ☆ Dx ☆ Sx Portastampella  
 27 ☆ Pompetta per pneumatici  
 28 ☆ Cintura pelvica a 45°  
 29 ☆ Cintura pelvica imb. a 45°  
 30 ☆ Zainetto nero  
 32 ☆ Portaombrello  
 33 ☆ Cuscino foderato h 3cm  
 34 ☆ Cuscino foderato h 5cm

**Ruotine anteriori** ⑫  
 175 (7"x1) piene  
 175 (7"x1.3/4) piene  
 175 (7"x1.3/4) pneum.

**Copriraggi** ⑬  
 ☆ Trasparenti  
 ☆ Neri  
 ☆ Alfabeto  
 ☆ Fantasia  
 codice: .....  
 (vedi catalogo copriraggi Fantasia)  
 Non disponibili con ruote posteriori da 12"

**Passaggi stretti** ⑭  
 ☆ Kit ruotine per passaggi stretti  
**Prodotti correlati:**  
 Cuscino posturale **VICAIR**  
 Schienale posturale **VICAIR**  
 Schienale posturale **nxt**

Note \_\_\_\_\_