


Riferimento Codici	NOMENCLATORE TARIFFARIO	Legenda
Carrozzina pieghevole 12.21.06.039	Spostamento forcelle ruote anteriori 12.24.21.112	<input type="checkbox"/> di serie <input type="checkbox"/> accessori con magg.
Struttura leggera 12.24.03.121	Estrazione rapida ruote posteriori 12.24.21.106	<input type="checkbox"/> accessori a N.T. <input type="checkbox"/> accessori a listino
Bracciolo ridotto per tavolo 12.24.06.172	Spostamento perni ruote posteriori 12.24.21.109	<input type="checkbox"/> accessori a N.T. con maggiorazione
Schienale prolungato 12.24.06.157	Nr. Repertorio DM: 66025/R	

MINISTAR PREMIUM



L Larghezza Sedile	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44	
	<input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 (barra tenditrice obbligatoria a parte)	(inclusa doppia crociera)
P Profondità Sedile	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42	
	<input type="checkbox"/> 44* <input type="checkbox"/> 46* (doppia crociera obbligatoria a parte)	
HS Altezza Schienale	<input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41	
	<input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 49 (inclusa barra tenditrice)	
HA Altezza Sedile Anteriore	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input checked="" type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52	
	<input type="checkbox"/> 54	
HP Altezza Sedile Posteriore	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input checked="" type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50	
DP Distanza Sedile Pedana	<input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 51	cm

Colore telaio

Blu metallizzato Rosso Perlato Grigio metallizzato
 Nero brillante Nero opaco
 (vedi catalogo "Colori")
 Verde fluo Arancio fluo

Rivestimento schienale

Schienale in nylon tensionabile
 Schienale in tessuto traspirante
 Senza telo schienale
 Schienale posturale: ☆ **SAMEKH** (allegare scheda) ☆ altro _____

Colore rivestimento (solo rivestimento in Nylon)

Nero Arancio
 Rosso Verde
 Bluette Verde
 Azzurro

Pedane

Pedane non estraibili
 Pedane estraibili

Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione:

posizionato in avanti posizionato indietro
 Cinturini fermapiedi

Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione:

posizionato in avanti posizionato indietro
 Cinturini fermapiedi

In carbonio, a chiusura automatica regolabile in inclinazione (non disponibile con pedane estraibili; solo L= da 36 a 46 cm)

Cinturini fermapiedi

Salva abiti

Plastica Alluminio in tinta Fibra di carbonio

Bracciolo Sport estraibile - h 22 cm

Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
 Chiuso
 Alto 27 cm dal sedile
 Ribaltabile

Appoggiagomito

Classico (lungo 23 cm)
 Dritto (lungo 26 cm)
 Tubolare
 Emiplegico DX
 Emiplegico SX

Bracciolo a "T" integrato nella spondina in alluminio, regolabile in altezza (solo L da 34 a 44 cm)

Appoggiagomito

Classico (lungo 23 cm)
 Classico (lungo 30 cm)
 Dritto (lungo 26 cm)

Ruote posteriori

24" 36 raggi dritti
 22" 36 raggi dritti
 20" 36 raggi dritti
 24" Light 24 raggi
 24" Ultralight 24 raggi
 24" MTB con cop.Citybike
 24" MTB con cop.Offroad

Coperture

Pneum. Scolpite (x 1"3/8)
 Piene
 Pneum. alta press. Scolp.
 Pneum. alta press. Lisce
 24" Pneum. Marathon Plus

Corrimano

Alluminio chiaro
 Acciaio cromato
 Alluminio scuro
 Gommato (a fusione)
 Curve L (24") (*)
 Gekko (24") (*)
 Copricorr. in silicone

(*) Non disponibile con ruote MTB

Copriraggi

Trasparenti
 Neri
 Alfabeto
 Fantasia
 codice:
 (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruotine anteriori

100 (4"x1.1/4) piene cerchio plastica
 100 (4"x1) piene con luci
 100 (4"x1.1/4) piene cerchio all.
 125 (5"x1.1/4) piene cerchio plastica
 125 (5"x1) piene cerchio all.
 150 (6") pneumatiche
 150 (6") piene
 175 (7") piene
 175 (7") pneumatiche

