

Riferimento Codici N.T.

Carrozzina pieghevole 12.21.06.039 Spostamento forcelle ruote anteriori 12.24.21.112
 Struttura leggera 12.24.03.121 Estrazione rapida ruote posteriori 12.24.21.106


Nr. Repertorio DM: 524871/R

Legenda

- di serie accessori con magg.
 accessori a N.T. accessori a listino
 accessori a N.T. con maggiorazione

ALTHEA

- L** Larghezza Sedile 34 36 38 40 42 44 46 48 50
 Δ 52* Δ 56* Δ 60* (inclusi eventuali: barra tenditrice, eventuale schienale tensionabile, eventuale copripedana unica)
- P** Profondità Sedile 36 38 40 42 44 46
 Regolabile di 6 cm (max. 50 cm) 48 50
- HS** Altezza Schienale 29 31 33 35 37 39 41 43 45
 47 49 51 55 60 (barra tenditrice inclusa)
- HA** Altezza Sedile Anteriore 42 43 44 46 48 50 52
 54
- HP** Altezza Sedile Posteriore 38 40 42 44 46 48 50
- DP** Distanza Sedile Pedana 34 35 37 39 41 43 45 47 49 51
 (da 17 a 32 cm pedana montata internamente sul telaio, impossibile con pedane di plastica) cm



Colore telaio

- Blu metallizzato Rosso Perlato Grigio metallizzato
 Bianco perlato Nero brillante Nero opaco
 (vedi catalogo "Colori")
 Arancio fluo Verde fluo

①

Rivestimenti

- Nylon (max L.50)
 Nylon tensionabile
 Tessuto traspirante-tens.
 Senza telo schienale
 Telo sedile allungabile (standard)
 Telo sedile intero


②

Colore rivestimento

(*solo rivestimento in Nylon tensionabile)


- Nero
 Rosso * Arancio *
 Bluette * Verde *
 Azzurro *

Pedane non estraibili




④


Pedane estraibili
 angolo 82°
 (misure indicative con DP 41 cm)
 (STANDARD)



Pedane estraibili
 angolo 68°
 (misure indicative con DP 41 cm)
 (consente routine ant. 175 con HA min.48)



Pedane elevabili
 (estraibili)



④

Separate in plastica



⑤

- Copripedana unico*
 Cinturini fermapiedi (max L50)
 Cinturini fermatallonni (max L50)

* Eventuale copripedana unico incluso per L52-60

Separate in profilo di alluminio
 con predellino regolabile in
 inclinazione *

- posizionato in avanti posizionato indietro
 Cinturini fermapiedi (max L50)

* Eventuale copripedana unico incluso per L52-60

Unica in profilo di alluminio
 con predellino regolabile in
 inclinazione:


(non disponibile con pedane elevabili)

- posizionato in avanti posizionato indietro
 Cinturini fermapiedi
 Ferma talloni

⑦

A chiusura automatica
 regolabile in inclinazione
 in carbonio

(non disponibile con pedane estraibili o elevabili; solo L= da 36 a 46 cm)





- Cinturini fermapiedi

⑧

Salva abiti

⑨


- Plastica



- Alluminio (in tinta)

Bracciolo Desk
 estraibile - h 22 cm
 ribaltabile

⑩




- Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
 Chiuso
 Alto 27 cm dal sedile
 (necessario per HP=42cm&R24")

Appoggiagomito

- Classico (lungo 23 cm)
 Dritto (lungo 26 cm)
 Tubolare
 Emiplegico DX
 Emiplegico SX

Bracciolo Sport
 estraibile - h 22 cm
 ribaltabile

⑪




- Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
 Chiuso
 Alto 27 cm dal sedile
 (necessario per HP=42cm&R24")

Appoggiagomito

- Classico (lungo 23 cm)
 Dritto (lungo 26 cm)
 Tubolare
 Emiplegico DX
 Emiplegico SX

Bracciolo a "U"
 estraibile - h 22 cm
 ribaltabile

⑫



- Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
 Chiuso
 Alto 27 cm dal sedile
 (necessario per HP=42cm&R24")

Appoggiagomito

- Dritto (lungo 26 cm)
 Dritto (lungo 36 cm)
 Tubolare
 Emiplegico DX
 Emiplegico SX

Bracciolo regolabile
 in altezza ribaltabile
 (solo chiuso)

⑬

Δ modello Desk



Δ modello Sport



Δ modello "U"



Appoggiagomito

- Classico (lungo 30 cm)
 Classico (lungo 36 cm)
 Dritto (lungo 26 cm)
 Dritto (lungo 36 cm)
 Emiplegico DX
 Emiplegico SX

Rivenditore _____

Ruote posteriori 14

- 24" 36 raggi 20" 36 raggi
- 22" 36 raggi
- 24" Light (24 raggi)
- 24" MTB con cop. CITYBIKE
- 24" MTB con cop. OFFROAD
- 12" piene NB: R12" non disp.con HP42, se HP44 solo post. curvi
- 12" pneumatiche

Coperture

- Pneum. Scolpite (x 1"3/8)
- Pneum. alta press. Lisce (24")
- Pneum. alta press. Scolp.(24")
- Piene
- 24"/22" Pneum.Marathon Plus

Corrimano 15

- Alluminio chiaro
 - Acciaio cromato
 - Alluminio scuro
 - Gommato (a fusione)
 - Curve L (24") *
 - Gekko (24") *
 - ☆ Copricorr. in silicene
- * non disponibile con ruote MTB

Copriraggi 16



- ☆ Trasparenti
 - ☆ Neri
 - ☆ Alfabeto
 - ☆ Fantasia
- codice:
- (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruotine anteriori 17


- 100 (4"x1.1/4) piene cerchio plastica
- 100 (4"x1.1/4) piene cerchio all.
- 125 (5"x1.1/4) piene cerchio plastica
- 125 (5"x1.1/4) piene cerchio all.
- 150 (6") pneumatiche
- 150 (6") piene
- 175 (7") piene
- 175 (7") pneumatiche

Posteriore 18

- Con ruotine per passaggi stretti standard
- Senza ruotine per passaggi stretti




- ☆ Con ruotine per passaggi stretti a leva



(Il dispositivo a leva impone l'altezza posteriore del sedile HP= da 44 a 48 cm)

- Posteriori curvi



(con posteriori curvi non è possibile montare le ruotine con passaggi stretti)

Sbilanciamento 19

- Destro Destro
 - Sinistro Sinistro
- (Solo con posteriore dritto) (Solo con posteriore curvo)

Antiribaltamento

- (solo con posteriore dritto)
- ☆ Destro
 - ☆ Sinistro

Antiribaltamento girevole

- (Solo con posteriore curvo)
- ☆ Destro
 - ☆ Sinistro


Monoguida 20

(Solo con ruote da 24" o 22")

- ◇ Destra
- ◇ Sinistra




Prolunga passo 21



Maniglie schienale 22


- Standard Regolabili in altezza* Schienale con snodo* (non consente barra tenditrice) (max L = 50 cm)



* schienale tensionabile obbligatorio a parte

Distanza tra centro mozzo e schienale 23

- 2 cm (prolunga passo)
- 3,5 cm
- 5,5 cm
- 7,5 cm




(Con HP=44 cm)

Spinte Laterali regolabili apribili "swing away" 24

(schienale tensionabile obbligatorio a parte)


- ◇ DX
 - ◇ SX
- Specificare l'altezza "h"



h.....cm


Appoggiatesta 25

A telino




- ☆ Fisso
- ☆ Regolabile in altezza

Sagomato



- ◇ Fisso
- △ Regolabile in altezza

Orbitale



Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesti
 Standard: h = 20 cm d = 15 cm
 h = cm d = cm

Tavolino 26

- △ Trasparente **
- △ Dx △Sx Trasp.Emiplegico*
- △ Plastica grigia (max L48)
- △ Morbido imbottito **

Specificare il tipo di attacco:
 singolo doppio



(Solo con braccioli)

* necessaria valutazione tecnica per bracciolo adeguato
 ** per larghezza seduta da 50cm in su il tavolo deve essere di misura XL

Cuscino foderato in poliuretano espanso 29



- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm

Freni 27

- Classici leva corta
- Classici leva lunga
- A tamburo
- Monofreno dx
- Monofreno sx
- A tamburo + classici

Opzioni

- 30 Velcro universale (M+F)
- 31 Velcro "M" (cuscino VICAIR)
- 32 Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 33 Velcro "F" (asola) sul sedile
- 34 Pattina di unione sedile-schienale
- 35 ◇ Cuscino rigido imbottito h5
- 36 ◇ Cuscino rig. imb. h5 L56-60
- 37 ◇ Bretellaggio
- 38 ◇ Cintura pettorale
- 39 ◇ Divaricatore a fasce
- 40 ◇ Barra tenditrice
- 41 △ Dispositivo WC (da L38 max L50)
- 42 ○ Tasca portacateteri
- 43 ☆ Portaombrello
- 44 ☆ Dx ☆ Sx Portast. Sing.
- 45 ☆ Dx ☆ Sx Portast. Dop.

Divaricatore 28



- ◇1 ◇3 ◇5 ◇7 cm
 - ◇ cm
- Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile

Prodotti correlati:

- Schienale posturale **FAMEKH**
- Cuscino posturale **VICAIR**
- Schienale posturale **VICAIR**
- Schienale posturale **next**