


Riferimento Codici	NOMENCLATORE TARIFFARIO
Carrozina pieghevole 12.21.06.045	Spostamento forcelle ruote anteriori 12.24.21.112
Struttura leggera 12.24.03.121	Spostamento perni ruote posteriori 12.24.21.109
Bracciolo ridotto per tavolo 12.24.06.172	Schienale prolungato 12.24.06.157
Nr. Repertorio DM: 66025/R	

Legenda	
<input type="checkbox"/> di serie	<input type="checkbox"/> accessori con magg.
<input type="checkbox"/> accessori a N.T.	<input type="checkbox"/> accessori a listino
<input type="checkbox"/> accessori a N.T. con maggiorazione	

SIRIO



L Larghezza Sedile	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44	
	<input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 (barra tenditrice obbligatoria a parte)	(inclusa doppia crociera)
	<input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 (barra tenditrice obbligatoria a parte)	(inclusa doppia crociera)
P Profondità Sedile	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42	
	<input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48* <input type="checkbox"/> 50* (*doppia crociera obbligatoria a parte)	
HS Altezza Schienale	<input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41	
	<input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 51 (inclusa barra tenditrice)	
HA Altezza Sedile Anteriore	<input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52	
	<input type="checkbox"/> 54	
HP Altezza Sedile Posteriore	<input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48	
DP Distanza Sedile Pedana	<input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 51	cm

Colore telaio	①
<input type="checkbox"/> Blu metallizzato <input type="checkbox"/> Rosso Perlato <input type="checkbox"/> Grigio metallizzato	
<input type="checkbox"/> (vedi catalogo "Colori")	
<input type="checkbox"/> (colori FLUO)	

Rivestimento	②
<input type="checkbox"/> Nylon (fino max L50)	
<input type="checkbox"/> Nylon tensionabile	
<input type="checkbox"/> Tessuto traspirante-tens.	
<input type="checkbox"/> Senza telo schienale	
<input type="checkbox"/> Senza telo sedile	

Colore rivestimento	③
(solo rivestimento in nylon)	
<input type="checkbox"/> Nero	
<input type="checkbox"/> Rosso <input type="checkbox"/> Arancio	
<input type="checkbox"/> Bluette <input type="checkbox"/> Verde	
<input type="checkbox"/> Azzurro	

<input type="checkbox"/> Pedane non estraibili	④
Pedane estraibili	
<input type="checkbox"/> a = 70° C = 16 cm (con DP=43cm e P=40cm) (standard)	
<input type="checkbox"/> a = 65° C = 21 cm (con DP=43cm e P=40cm)	
<input type="checkbox"/> Elevabili	
	(misure indicative)

<input type="checkbox"/> Separate in plastica (solo L = da 38 a 46 cm)	⑤
<input type="checkbox"/> Cinturini fermapiedi	
<input type="checkbox"/> Cinturini fermatallon	

Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione:	⑥
<input type="checkbox"/> posizionato in avanti	<input type="checkbox"/> posizionato indietro
<input type="checkbox"/> Cinturini fermapiedi	

Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione: (non disponibile con pedane elevabili)	⑦
<input type="checkbox"/> posizionato in avanti	<input type="checkbox"/> posizionato indietro
<input type="checkbox"/> Cinturini fermapiedi	

<input type="checkbox"/> Bracciolo Desk chiuso estraibile - h 22 cm	⑪
<input type="checkbox"/> Alto 27 cm dal sedile	
<input type="checkbox"/> Ribaltabile* *(non disponibile con schienale reclinabile)	
Appoggiagomito	
<input type="checkbox"/> Classico (lungo 23 cm)	
<input type="checkbox"/> Dritto (lungo 26 cm)	
<input type="checkbox"/> Tubolare	
<input type="checkbox"/> Emplegico DX	
<input type="checkbox"/> Emplegico SX	

<input type="checkbox"/> Bracciolo Sport chiuso estraibile - h 22 cm (non disponibile con schienale reclinabile)	⑫
<input type="checkbox"/> Alto 27 cm dal sedile	
<input type="checkbox"/> Ribaltabile* *(non disponibile con schienale reclinabile)	
Appoggiagomito	
<input type="checkbox"/> Classico (lungo 23 cm)	
<input type="checkbox"/> Dritto (lungo 26 cm)	
<input type="checkbox"/> Tubolare	
<input type="checkbox"/> Emplegico DX	
<input type="checkbox"/> Emplegico SX	

<input type="checkbox"/> Bracciolo a "U" chiuso estraibile - h 22 cm	⑬
<input type="checkbox"/> Alto 27 cm dal sedile	
<input type="checkbox"/> Ribaltabile* *(non disponibile con schienale reclinabile)	
Appoggiagomito	
<input type="checkbox"/> Dritto (lungo 26 cm)	
<input type="checkbox"/> Dritto (lungo 36 cm)	
<input type="checkbox"/> Tubolare	
<input type="checkbox"/> Emplegico DX	
<input type="checkbox"/> Emplegico SX	

Bracciolo regolabile in altezza	⑭
<input type="checkbox"/> modello Desk	
<input type="checkbox"/> Ribaltabile* *(non disponibile con schienale reclinabile)	
<input type="checkbox"/> modello "U"	
<input type="checkbox"/> Ribaltabile* *(non disponibile con schienale reclinabile)	
Appoggiagomito	
<input type="checkbox"/> Classico (lungo 30 cm)	
<input type="checkbox"/> Classico (lungo 36 cm)	
<input type="checkbox"/> Dritto (lungo 26 cm)	
<input type="checkbox"/> Dritto (lungo 36 cm)	
<input type="checkbox"/> Emplegico DX	
<input type="checkbox"/> Emplegico SX	

Ruote posteriori (15)

- 12" fisse
- 12" estrazione rapida
- 20" estrazione rapida *

* corrimano solo su richiesta, optional

Coperture

- 12" Pneumatiche scolpite
- 12" Piene
- 20" Pneum. Scolpite (x 1"3/8)
- 20" Piene
- Pneum. alta press. Lisce

Ruotine anteriori (16)

- 125 (5") piene
- 150 (6") piene
- 175 (7") piene
- 175 (7") pneumatiche

△ Sedile WC (17)
(da L 36 a max L 50cm)

☆ **Tavoletta anatomica per schienale** (18)

Antiribaltamento (19)

- ☆ Destro
- ☆ Sinistro

Prolunga passo (20)

Obbligatorio con schienale reclinabile

Maniglie schienale (21)

- Standard
- Schienale con snodo* (non consente barra tenditrice) (max L = 48 cm)
- Regolabili in altezza* (max L = 48 cm)

* Obbligatorio rivestimento tensionabile

Schienale reclinabile (22)

- da 90° a 150° con maniglie fisse
- da 90° a 150° con maniglie reg. in altezza incluse (max L = 44 cm)

Obbligatori:

- braccioli chiusi,
- barra tenditrice,
- prolunga passo
- eventualmente tensionabile se maniglie reg. in H o L ≥ 52cm)

Divaricatore (23)

- 1 3 5 7 cm
- cm

Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile

Spinte Lateralì * Swing Away Apribili (24)

- DX
- SX

Specificare l'altezza "h" cm

* Obbligatorio rivestimento tensionabile

Appoggiatesta (25)

A telino

- ☆ Fisso
- ☆ Regolabile in altezza

Sagomato

- Fisso
- Regolabile in altezza

Orbitale

- △ Sagomato
- △ Avvolgente

Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto
 Standard: h = 20 cm d = 15 cm
 h = cm d = cm

Freni (26)

- Classici leva corta
- Classici leva lunga
- A tamburo
- Classici + a tamburo

Tavolino (27)

(Solo con braccioli)

Specificare il tipo di attacco:
 singolo doppio

- △ Trasparente *
- △ Dx △ Sx Trasparente per emiplegico
- △ Plastica grigia
- △ Morbido imbottito *

* NB Tavolo XL per L ≥ 50cm

Cuscino foderato in poliuretano espanso (28)

- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm

Opzioni

- 28 Velcro universale (M+F)
- 29 Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 30 Velcro "F" (asola) sul sedile
- 31 Pattina di unione sedile-schienale
- 32 Cuscino rigido imbottito h5
- 33 Cuscino rigido imb. h5 L54-60
- 34 Bretellaggio
- 35 Cintura pettorale
- 36 Divaricatore a fasce
- 37 Doppia crociera
- 38 ☆ Barra tenditrice*
- 39 Schienale con molla
- 40 Tasca portacateteri
- 41 ☆ Pompetta per pneumatici

* necessaria con schienale reclinabile

- 42 ☆ Set portavaligia
- 43 ☆ Cintura pelvica a 45°
- 44 ☆ Cintura pelvica imb. a 45°
- 45 ☆ Zainetto nero
- 46 ☆ Portaombrello
- 47 ☆ Asta portaflebo con morsetto
- 48 ☆ Morsetto per asta portaflebo
- 49 ☆ Protezioni anteriori

Portastampelle singolo
 50 ☆ Dx ☆ Sx
 Portastampelle doppio
 51 ☆ Dx ☆ Sx

Nel caso di portastampelle doppio specificare
 in linea appaiate

Note

Prodotti correlati:

- Cuscino posturale **VICAIR**
- Schienale posturale **VICAIR**
- Schienale posturale **next**