

Riferimento Codici NOMENCLATORE TARIFFARIO

Carrozzina basculante 18.09.18.012


Nr. Repertorio DM: 66114/R

Legenda

- ☐ di serie
☐ accessori a N.T.
☐ accessori a N.T. con maggiorazione
☐ accessori con magg.
☐ accessori a listino

ANTARES

- L** Larghezza Sedile ☐30 ☐32 ☐34 ☐36 ☐38 ☐40 ☐42 ☐44
☐46 ☐48 ☐50 (con doppio pistone basculamento e reclinabilità)
P Profondità Sedile ☐34 ☐36 ☐38 ☐40 ☐42 ☐44 ☐46
HS Altezza Schienale ☐37 ☐41 ☐45 ☐50 ☐55
DP Distanza Sedile Pedana ☐31 ☐33 ☐35 ☐37 ☐39 ☐41 ☐43 ☐45 ☐47 ☐49 cm



Colore telaio

①

- ☐ Blu metallizzato ☐ Rosso Perlato
☐ Grigio metallizzato
☐ Colore (vedi catalogo).....
☐ Colore FLUO

Colore rivestimento

(solo rivestimento in nylon)

②

- ☐ Nero
☐ Rosso ☐ Arancio
☐ Bluette ☐ Verde
☐ Azzurro

Rivestimento sedile

③

- ☐ Telo in nylon
☐ Base rigida senza imbottitura
☐ Sedile anatomico imbottito
☐ Senza telo sedile

Rivestimento schienale

④

- ☐ Telo in nylon tensionabile
☐ Telo in tessuto traspirante tensionabile
☐ Schienale anatomico imbottito
☐ Senza telo schienale

Pedana

⑤

- ☐ Fissa (con fascia polpacci H 15cm)
☐ Estraibile
☐ Estraibile elevabile
☐ Estraibile con molla

Separate in plastica

(solo L da 38 a 46 cm)
(non disponibile con pedana con molla)

⑥

- ☐ Cinturini fermapièdi
☐ Cinturini fermatallon

Separate in profilo di alluminio


(non disponibile con pedana con molla)

⑦

- ☐ Cinturini fermapièdi

Braccioli regolabili in altezza (di serie)

⑧



Specificare l'altezza "h" di posizionamento del bracciolo dal sedile

Unica in profilo di alluminio

(non disponibile con pedana con molla ed elevabile)

⑨

- ☐ Con bloccaggio
☐ apertura predellino

- ☐ Cinturini fermapièdi

Freni

⑪

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva lunga
☐ a Tamburo
☐ Classici + a Tamburo

Ruote posteriori

⑫

- ☐ 12" (300mm) pneumatiche
☐ 12" (300mm) piene
☐ 20"
☐ 22"
☐ 24"

Coperture

- ☐ Pneumatiche scolpite
☐ Piene
☐ Pneum. alta press. Scolpite (22", 24")
☐ Pneum. alta press. Lisce

Corrimano (solo su richiesta)

⑬

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio cromato
☐ Gommato (a fusione)
☐ Copricorr. in silicone

non disponibili con ruote posteriori da 12"

Copriraggi 20" 22" 24"

⑭

- ☐ Trasparenti
☐ Neri
☐ Alfabeto
☐ Fantasia
 codice:
 (vedi catalogo copriraggi Fantasia)


non disponibili con ruote posteriori da 12"

Ruotine anteriori

⑮

- ☐ 125 (5") piene
☐ 150 (6") piene
☐ 175 (7") pneumatiche
☐ 175 (7") piene


- ☐ Schienale reclinabile a pistone (standard)
☐ Schienale reclinabile a posizioni fisse



Antiribaltamento

- ☆ Destro
 ☆ Sinistro

Divaricatore




- ◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm
 ◇ cm

Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile

Spinte Laterali apribili "swing away"

- ◇ DX
 ◇ SX


Specificare l'altezza "h"



Rivestimento tensionabile obbligatorio


Appoggiatesta

A telino



- ☆ Fisso
 ☆ Regolabile in altezza

Sagomato



- ◇ Fisso
 △ Regolabile in altezza
 △ Reg. in altezza microfibra

Orbitale



Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto
 Standard: h = 20 cm d = 15 cm
 h = cm d = cm

Tavolino

- △ Trasparente *
 △ Plastica grigia
 △ Morbido imbottito *

* per L50cm necessario tavolo XL

Specificare il tipo di attacco:

- ☐ singolo ☐ doppio



(Solo con braccioli)

Cuscino foderato

in poliuretano espanso




- ☆ Altezza 3 cm
 ☆ Altezza 5 cm

Maniglie di spinta


- ☐ Separate fisse



- ☐ Separate regolabili in altezza*



- ☐ Maniglione unico regolabile in altezza*



* Obbligatorio rivestimento tensionabile

Opzioni

- 24 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
 25 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
 26 ◇ Bretellaggio
 27 ◇ Cintura pettorale
 28 ◇ Divaricatore a fasce
 29 ○ Schienale con molla
 30 ☆ Pompetta per pneumatici
 31 ☆ Cintura pelvica a 45°
 32 ☆ Cintura pelvica imb. a 45°
 33 ☆ Zainetto nero
 35 ☆ Portaombrellino
 36 ☆ Asta portaflebo con morsetto
 37 ☆ Morsetto per asta portaflebo
 38 ☆ Protezioni anteriori

Note

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale **VICAIR**
☐ Schienale posturale **VICAIR**
☐ Schienale posturale **nxt**