

Codice	Descrizione
AQ-60	Tavolino ad altezza regolabile
AQ-61	Tavolino a pistone ad altezza regolabile

DESCRIZIONE

AQ-60	AQ61
	
	
Tavolino ad altezza regolabile	Tavolino a pistone ad altezza regolabile

AQ-60 Tavolino a carrello con piano in legno inclinabile e regolabile in altezza. Struttura metallica a quattro ruote due delle quali con sistema di bloccaggio.
Dimensioni del piano 40 x 60 cm
Regolazione in altezza da 72 a 115 cm

AQ-61 Tavolino a carrello con piano in legno regolabile in altezza a pistone. Struttura metallica a quattro ruote due delle quali con sistema di bloccaggio.
Dimensioni del piano 38 x 76 cm
Regolazione in altezza da 72 a 115 cm

PULIZIA

Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare, se del caso, con normali sostanze a base alcolica.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

GARANZIA

24 mesi per difetti di fabbricazione.

Produttore **INTERMED srl**