

GIOTTO



Il tavolo si solleva grazie a due pistoni laterali
The height adjustment is assisted by two gas springs



Il piano lavoro si inclina da 0° a 90°
The table can be inclined from 0° to 90°

Colori disponibili / Available colours



RAL 9007

RAL 3020

RAL 5012

Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 75

cm 63

cm 41 - 105

Tavolo scolastico con incavo utilizzabile con carrozzine manuali ed elettroniche. Tutte le regolazioni in altezza ed inclinazione si effettuano agendo sulla leva posta sul montante laterale del tavolo. La base è dotata di piedini regolabili per mettere in piano il tavolo su qualsiasi superficie.

School table with recess, for use with manual and power wheelchairs. All adjustments in height and inclination are made by turning the lever on the side frame of the table. The base is equipped with adjustable feet to level the table on any surface.

Classificazione ISO / ISO classification

18.09.39.172

RDM 1163276

Utilizzo
Use

Indoor
Indoor



Fascia d'età
Age group

Young
Young

Caratteristiche base

- disponibile in un'unica taglia
- telaio regolabile in altezza grazie a due pistoni laterali
- piano lavoro regolabile in inclinazione 0°-90°
- dotato di piedini regolabili per mantenere il tavolo in piano su qualsiasi superficie

Base features

- available in one size.
- height adjustment assisted by two gas springs
- table angle adjustable from 0° to 90°
- equipped with adjustable feet to level the table on any surface

MADE IN
ITALY 