

PIEGHEVOLI / FOLDABLE

## GR101

Carrozzina pieghevole ad autospinta, indicata per persone con ridotta capacità motoria in grado di compiere in autonomia brevi percorsi. Disponibile in diverse misure e personalizzabile con una vasta gamma di accessori che consentono di rispondere a tante patologie differenti. La sua struttura, inoltre, è studiata per essere piegata con facilità senza l'utilizzo di attrezzi. Semplice e confortevole, ha nella flessibilità di allestimento il suo punto di forza.

*Self-propelling folding wheelchair, suitable for persons with reduced mobility can make independently short paths. Available in different sizes and can be customized with a wide range of accessories that allow you to answer so many different pathologies. Its structure, moreover, is designed to be folded easily without the use of tools. Simple and comfortable, it has the flexibility to set-up his strength.*

## Classificazione ISO / ISO classification

12.21.06.039

RDM 858559

Utilizzo  
UseAutonomo  
IndependentIndoor  
IndoorOutdoor  
OutdoorPensata per  
Thought forSenior  
SeniorMADE IN  
ITALY 

## Caratteristiche base

- braccioli estraibili
- pedane estraibili, girevoli e regolabili in altezza
- ruote anteriori piroettanti
- fascia parapalpacci
- freni di stazionamento

## Base features

- removable armrests
- removable footrests, swivel and adjustable in height
- twisting front wheels
- calf panel
- service brake

## Accessori &amp; optional / Accessories &amp; optional

Coppia di perni ad estrazione rapida  
Pair of quick release axleAppoggiatesta polifunzionale imbottito grande  
Polyfunctional padded big size headrestAppoggiatesta polifunzionale imbottito  
Polyfunctional padded headrestBracciolo emiplegico  
Armrest for hemiplegicCoppia di pedane elevabili  
Pair of swinging detachable elevating footrestPedana unica  
Single footplateProlunga schienale  
Backrest extension for foldableSedile rigido  
Removable padded seatSedile con foro WC  
Commode seat with inset cushionCintura semplice  
BeltCintura semplice con cuscinetto  
Padded beltCintura pelvica grande  
Big size pelvis beltDivaricatore a fascia  
Belt abductorCintura a Y semplice  
Y harnessCintura di sicurezza  
Safety beltSpinta tronco destra e spinta tronco sinistra  
Lateral support padFascione poggia gambe (h 15cm)  
15cm Calf padFascione poggia gambe (h 25cm)  
25cm Calf padTavolo bordo e incavo  
Anatomic tray tableTavolo imbottito  
Padded tableTavolo rettangolare  
Rectangular tray tableTavolo in plexyglass  
Plexyglass tray tableDoppia crociera  
Double crossbarAsta portaflebo  
IV drip stand

## Colori disponibili / Available colours



RAL 7015

## Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 36	45	cm 43	cm 41	cm 50	cm 54	63	cm 105	cm 22	kg 18	kg 120
38	48				56	66				
40	53				58	71				
43					61					

www.nuovablandino.com

www.nuovablandino.com