

PIEGHEVOLI / FOLDABLE

GR104F



Carrozzina pieghevole ad autospinta con schienale reclinabile prolungato. La struttura regolabile in inclinazione si adatta a coloro che, trascorrendo molto tempo in postura seduta, necessitano di variare la posizione del tronco. Gli appoggia gambe imbottiti e la prolunga schienale di supporto consentono una maggiore comodità. Le ruote antiribaltamento di cui è dotata prevengono situazioni di instabilità da parte del soggetto.

Self-propelling folding wheelchair with extended reclining backrest. The adjustable inclination is suitable for those that, spending a long time in a sitting posture, need to vary the position of the trunk. The padded legrests and the backrest prolongation as support allow greater convenience. The antitipping wheels, which is equipped, prevent situations of instability on the part of the subject.

Classificazione ISO / ISO classification

12.21.06.039
12.24.03.109
12.24.06.157
12.24.06.163

RDM 858575

Utilizzo Use	Pensata per Thought for
Autonomo Independent	Senior Senior
Indoor Indoor	




Caratteristiche base

- braccioli estraibili
- pedane elevabili, estraibili, girevoli e regolabili in altezza
- appoggia gambe imbottiti
- appoggiatesta a fascia
- ruote antiribaltamento
- prolunga schienale

Base features

- removable armrests
- elevating, removable footrests, adjustable in height
- padded legrests
- band headrests
- antitipping wheels
- backrest prolongation

Accessori & optional / Accessories & optional



Coppia di perni ad estrazione rapida
Pair of quick release axle

Appoggiatesta polifunzionale imbottito grande
Polyfunctional padded big size headrest

Appoggiatesta polifunzionale imbottito
Polyfunctional padded headrest

Bracciolo emiplegico
Armrest for hemiplegic

Coppia di pedane elevabili
Pair of swinging detachable elevating footrest

Pedana unica
Single footplate

Sedile rigido
Removable padded seat

Sedile con foro WC
Commode seat with inset cushion

Cintura semplice
Belt

Cintura semplice con cuscinetto
Padded belt

Cintura pelvica grande
Big size pelvis belt

Divaricatore a fascia
Belt abductor

Cintura a Y semplice
Y harness

Cintura di sicurezza
Safety belt

Spinta tronco destra e spinta tronco sinistra
Lateral support pad

Fascione poggia gambe (h 15cm)
15cm Calf pad

Fascione poggia gambe (h 25cm)
25cm Calf pad

Tavolo bordo e incavo
Anatomic tray table

Tavolo imbottito
Padded table

Tavolo rettangolare
Rectangular tray table

Tavolo in plexyglass
Plexyglass tray table

Doppia crociera
Double crossbar

Asta portaflebo
IV drip stand

Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 36	45	cm 43	cm 78	cm 50	cm 54	63	cm 115	cm 22	kg 24	kg 120
38	48				56	66				
40	53				58	71				
43					61					

www.nuovablandino.com

Colori disponibili / Available colours



RAL 7015

www.nuovablandino.com