

PIEGHEVOLI / FOLDABLE

GR117



Carrozzina leggera pieghevole a telaio ribassato con struttura leggera a doppia crociera. Indicato per soggetti con emiplegia, il suo assetto ergonomico regolabile ne ottimizza funzionalità e manovrabilità. Consente di realizzare in modo autonomo, o parzialmente autonomo, trasferimenti in spazi esterni ed interni, anche ridotti. Le ruote da transito e i perni ad estrazione di cui è dotata ne consentono, inoltre, l'utilizzo in molteplici situazioni aumentandone la stabilità.

Lightweight folding wheelchair lowered frame with lightweight double cross. Indicated for patients with hemiplegia, its adjustable ergonomic design optimizes functionality and maneuverability. It allows you to create independently, or partly autonomous, transfers external and internal spaces, also reduced. The transit wheels and quick-release axles which is equipped allow, moreover, the use in many situations, increasing the stability.

Classificazione ISO / ISO classification

- 12.21.06.039
- 12.24.21.106
- 12.24.21.109
- 12.24.21.112
- 12.24.03.118
- 12.24.03.121
- 12.24.06.160
- 12.24.06.172

RDM 858620

Utilizzo Use	Pensata per Thought for
Autonomo Independent	Senior Senior
Indoor Indoor	
Outdoor Outdoor	



Caratteristiche base

- doppia crociera
- regolazione posizione perni ruote posteriori
- perni ad estrazione rapida
- ruote anteriori regolabili in altezza
- braccioli desk estraibili e regolabili in altezza
- pedane estraibili, girevoli e regolabili in altezza
- routine da transito per passaggi stretti

Base features

- double crossbar
- adjustable position of the rear wheels axle
- quick-release axles
- front wheels adjustable in height
- desk armrests adjustable in height
- removable footrests adjustable in height
- small wheels for narrow passages

Accessori & optional / Accessories & optional



Copriraggi "Tiger" - 22
Cover rays "Tiger" - 22



Copriraggi "Spider" - 22
Cover rays "Spider" - 22



Appoggiatesta polifunzionale
Polyfunctional headrest



Appoggiatesta polifunzionale imbottito grande
Polyfunctional padded big size headrest



Appoggiatesta polifunzionale imbottito
Polyfunctional padded headrest



Bracciolo emiplegico
Armrest for hemiplegic



Coppia di pedane elevabili
Pair of swinging detachable elevating footrest



Pedana unica
Single footplate



Prolunga schienale
Backrest extension for foldable



Sedile rigido
Removable padded seat



Sedile con foro WC
Commode seat with inset cushion



Cintura semplice / Belt
Cintura semplice con cuscinetto / Padded belt



Cintura pelvica grande
Big size pelvis belt



Divarcatore a fascia
Belt abductor



Cintura a Y semplice
Y harness



Cintura di sicurezza
Safety belt



Spinta tronco destra e spinta tronco sinistra
Lateral support pad



Fascione poggia gambe (h 15cm, h 25cm)
15cm - 25cm Calf pad



Tavolo imbottito
Padded table



Tavolo rettangolare
Rectangular tray table



Tavolo in plexyglass
Plexyglass tray table



Tavolo bordo e incavo
Anatomic tray table



Ruotina anti ribaltamento
Anti tipping



Asta portaflebo
IV drip stand

Colori disponibili / Available colours



RAL 9007

Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 36	45	cm 41		cm 38 - 48	cm 42 - 48	cm 56	67	cm 97	cm 20 - 25	kg 15	kg 120
38	48					60	70				
40	53					62	75				
43						65					

www.nuovablandino.com