

GR558

Carrozzina elettrica basculante per uso interno. Possibilità di personalizzazione con kit luci per uso esterno. I sistemi di regolazione multipla, di cui è dotata, e la vasta gamma di accessori aggiuntivi che consentono di rispondere ad esigenze di comfort e sicurezza: appoggiatesta polifunzionale imbottito, sedile sagomato imbottito, tavolo imbottito con sagomatura laterale, schienale reclinabile elettricamente. Presente in diverse misure e colori.

Power tilting wheelchair for internal use. Can be customized with lights kit for outdoor use. The multi-setting systems, supplied with it, and the wide range of additional accessories that allow you to respond to needs for comfort and safety: multi-purpose padded headrests, contoured seat cushion, padded table with side shaping, electrically adjustable backrest. Available in different sizes and colors.

Classificazione ISO / ISO classification

12.21.27.006
12.24.06.172
12.24.06.160
12.24.06.169
18.09.18.202

RDM 858894

Utilizzo
Use

Autonomo
Independent



Indoor
Indoor



Pensata per
Thought for

Senior
Senior

MADE IN
ITALY



Caratteristiche base

- basculamento elettrico
- schienale regolabile meccanicamente ed abbattibile per il trasporto
- schienale tensionabile e regolabile in altezza
- seduta regolabile in profondità
- braccioli e fianchetti estraibili e regolabili in altezza ed in larghezza
- pedane estraibili regolabili in altezza e profondità
- accessoriabile con kit luci per uso esterno

Prestazioni

- velocità max 8km/h
- pendenza massima superabile 6%
- rampe brevi 15%
- autonomia 5h a marcia continua

Motorizzazione

- motori da 175W
- freno elettromagnetico
- regolatore di velocità
- 2 batterie da 12V - 42"

Ruote

- anteriori Ø 200x45 - 8"x2"
- posteriori Ø 300.7 pneumatiche 12 1/2"x 2 1/4"

Base features

- power tilting system
- mechanically adjustable backrest, collapsible for transport
- backrest with tensioning belts and adjustable in height
- seat in depth adjustable
- removable armrests and armrest borders, adjustable in height and width
- removable footrests, adjustable in height and depth
- accessory light kit for outdoor use available

Performance

- maximum speed 8km/h
- maximum slope 6%
- short ramps 15%
- autonomy 5h continue march

Motor

- 175W motor
- electromagnetic brake
- speed regulator
- 2 batteries of 12V - 42A

Wheels

- front Ø 200x45 - 8"x2"
- rear Ø 300.7 pneumatic - 12 1/2"x 2 1/4"

Accessori & optional / Accessories & optional



Appoggiatesta polifunzionale
Polyfunctional headrest



Appoggiatesta polifunzionale 4 punti
Polyfunctional "4 points" headrest



Appoggiatesta polifunzionale imbottito grande
Polyfunctional padded big size headrest



Appoggiatesta polifunzionale imbottito
Polyfunctional padded headrest



Bracciolo emiplegico
Armrest for hemiplegic



Pedane multifunzione
Multifunctional legrest



Schienale tensionabile
Backrest with tensioning belts



Sedile sagomato imbottito
Shaped seat



Schienale conformato
Shaped backrest



Cintura semplice
Belt



Cintura semplice con cuscinetto
Padded belt



Cintura pelvica grande
Big size pelvis belt



Divaricatore a fascia
Belt abductor



Cintura a Y semplice
Y harness



Cintura di sicurezza
Safety belt



Spinta tronco destra e sinistra
Lateral support pad



Fascione poggia gambe (h 15cm)
15cm Calf pad




Fascione poggia gambe (h 25cm)
25cm Calf pad



Tavolo imbottito con sagomatura laterale
Padded shaped anatomical table



Versione con impianto luci LED
Version with LED lighting system



Impianto luci LED
LED lighting system

Colori disponibili / Available colours



RAL 9007

RAL 3002

RAL 5002

Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 40
45
55

cm 40 - 54

cm 44 - 42

cm 55

cm 64
69
79

cm 100

cm 19 - 35

kg 75

kg 120