



GIMA

NUOVA PIANTANA PER IPODERMOCLISI - portata 28 kg

Codice: 27857
Categoria: Aste portaflebo e accessori
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I



Descrizione: Piantana ad elevazione oleodinamica per ipodermoclisi porta sacche per lavaggi ed irrigazioni chirurgiche.
Pompa a pedale per regolare l'altezza e maniglia per regolare il trasporto.
Produzione italiana.

- 4 ganci di sicurezza in acciaio inox AISI 304 con dispositivo di sicurezza
- Asta Ø 60 mm in acciaio inox AISI 304
- Maniglia regolabile in tondo di acciaio inox per un trasporto facile
- Pompa oleodinamica con pedale. Altezza regolabile: 147-247 cm
- Peso: 22 kg
- Portata: 28 kg
- Base in acciaio inox con 5 rotelle piroettanti Ø 75 mm (2 antistatiche con freno e 3 normali) e paracolpi in vipla grigia