

SCHEDA TECNICA N° 123

NOME PRODOTTO PANTHER SEDUTA DOPPIA

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Uno degli scooter top di gamma della linea Wimed.
Agile e scattante, nonostante le sue dimensioni, permette gradi prestazioni e confort.
Sedile regolabile, regolazione del poggiatesta, inclinazione dello schienale e braccioli.
Braccioli ribaltabili e sedile girevole.
Lo scooter panther seduta doppia, è ideale per le persone più robuste: la seduta doppia, aumenta non solo la larghezza della seduta, ma anche la portata complessiva dello stesso.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
L4BF HS - Scooter Panther seduta doppia	PANTHER SEDUTA DOPPIA
S37-061-00100	Bauletto
S37-061-00200	Cappottina rigida
S37-022-00100	Cestino Posteriore
S37-005-00800	Portabastone

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	MANDATARIO
Wu's Tech Co., Ltd NO. 225 Yuan Peir St., Hsin-Chu, Taiwan	Drive Medical Limited Ainleys Industrial Estate Elland West Yorkshire England HX5 9JP

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BIANCO
Dimensioni	Larghezza totale: 73 cm Lunghezza totale: 175 cm Altezza da terra: 23 cm Altezza pedana - sedile: 44 cm Altezza seduta da terra: 70 cm Larghezza seduta: 78 cm Ruote anteriori: 100/80-10 Ruote posteriori: 100/90-10 Velocità massima: 15 km/h Pendenza massima: 10° Autonomia: 25-35 Km
Peso	212 KG
Portata massima	204 KG
Alimentazione Elettrica	Batterie: 2 DA 75/100 Ah Motore: 4 poli 1300W 25:1 Centralina: Dynamic 160A
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio