

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>ALZAWATER</b></p> <p><b>CON FISSAGGI LATERALI</b></p>	<p><b>Rev 00</b></p> <p><b>Novembre 2008</b></p>
--	--	--

<b>Codice</b>	<b>RA-210106</b>	<b>RA-210110</b>	<b>RA-210114</b>
<b>Altezza seduta</b>	cm 6	cm 10	cm 14

**Descrizione**

Alzawater in polietilene con due staffe di fissaggio laterali. Applicazione semplice con massima stabilità. Dispositivo adatto alla maggior parte delle toilette. Disponibile nelle altezze 6, 10 e 14 cm. Corredabile, a richiesta, di coperchio.

**Indicazioni**

Ausilio per l'evacuazione pensato per facilitare l'appoggio a persone con difficoltà motorie.

**Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

**Materiali componenti**

Seduta **polietilene**

**Caratteristiche**

Forma ergonomica per consentire l'inserimento del bidet  
Fissaggi laterali a vite per un facile posizionamento  
Superficie inferiore del dispositivo sagomata per ottenere maggiore stabilità  
Saldature a tenuta stagna

**Dati tecnici**

Dimensioni esterne **41 x 37 cm**  
Dimensioni del foro **26 x 20 cm**  
Portata **200 kg**

**Pulizia**

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.  
Il dispositivo può essere immerso completamente in acqua ovvero sanificato in autoclave, senza staffe di bloccaggio, alla temperatura di 85° per un minuto.

**Conservazione e smaltimento**

Conservare al riparo da fonti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.  
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Codice CND: Y091215**

**Progressivo di registrazione: 97743**

**Accessori**

RA-210150 Bidet da inserto  
RA-210 Coperchio

**Garanzia**

12 mesi per difetti di fabbricazione

**Produttore**

**INTERMED srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE